

小型卓上遠心機 H-19α

SMALL SIZE TABLE-TOP CENTRIFUGE

コンパクトサイズの遠心機！



※ 画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。


〈本体価格〉 **¥198,000** (税別)

最高回転数	4000rpm
最大遠心力	2600 × g
最大容量	360mL
電 源	単相 AC100V 5A 0.5kVA 50/60Hz
消費電力	定格300W、ピーク370W
電撃保護	クラス I 機器 ※医療機器の電撃保護に関するクラス分類
回転数設定範囲	100 ～ 4000rpm (デジタル表示・10rpm単位で設定可)
遠心力設定範囲	10 ～ 2600 × g (デジタル表示・10 × g単位で設定可)
タイマー設定範囲	1 ～ 999秒 (デジタル表示ホールド付・1秒単位で設定可)
	1 ～ 999分 (デジタル表示ホールド付・1分単位で設定可)
メモリー数	6メモリー + マニュアルモード
運転機能	ステップモード、密度勾配モード、× g・secモード、フラッシュ運転
加 速	3段階選択方式
減 速	3段階選択方式 + 自然減速
寸 法	幅364mm × 奥行384mm × 高さ320mm (ドア全開時770mm)
コードの長さ	1.8m
重 量	21.5kg

スイングタイプ

☆H-19α用金属バケット及び樹脂ケースは4個/組です。

ロータ	金属バケット (4個/組)	樹脂ケース (4個/組)	容量(mL×本数)	チューブ径 (φmm)	チューブ長 (Lmm)	最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (×g)	価格(円)
 RF-109K ¥39,000	MA-109K		15mL×4本(ガラス, コニカル管)	16.0~17.5	100~120	4000	2600	18,000
	MB-109K		15mL×8本(ガラス, コニカル管)	16.0~17.5	100~120	4000	2600	19,500
	MC-109K		15mL×16本(ガラス)	16.0~17.5	100~110	4000	2600	34,000
	MD-109K		50mL×4本(ガラス)	35.0~35.5	100~110	4000	2600	44,000
	MEP-109K		50mL×4本(コニカル管)	29.0	116	4000	2600	50,000
	MO-109K		15mL×24本(ガラス)	16.0~17.5	100~110	4000	2600	50,000
		PA-109	10mL×24本(ガラス)	12.5~13.3	95~105	3000	1460	お問合せ下さい
		PB-109	15mL×16本(ガラス)	13.0~17.5	80~105	3000	1430	お問合せ下さい
		PC-109	6mL×40本(ガラス)	12.5~13.0	65~80	3000	1160	お問合せ下さい
		PD-109	ミクロ×48本	9.5~11.2	36~60	3000	外側1140 内側990	お問合せ下さい
		PE-109	10mL×16本(ガラス)	12.5~13.3	100~110	3000	1460	お問合せ下さい
		PNS-109	15mL×24本(ガラス) 5~10mL採血管/尿沈査 コニカル管対応	12.0~17.5	80~110	3600	2030	48,000
		PL-109	5mL採血管×24本(ガラス)	12.5~13.0	65~80	3000	1160	お問合せ下さい

MA-109K 	MB-109K 	MC-109K 	MD-109K 	MEP-109K  ※2	MO-109K 	底上げゴム RC-014-20  1袋4個入り ¥1,000
PA-109 	PB-109 	PC-109 	PD-109 	PE-109 	PL-109 	

※2 MEP-109Kのアダプタは樹脂製になります。

架台 ¥100,000(税別)




PNS-109



RENEWAL !

最大遠心力 2000×g対応へ
※長/短 採血管両対応



※掲載価格は税別です。
※ 画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。



<https://kokusan.co.jp>

E-mail: info@kokusan.co.jp

■東京営業部 〒338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀7-8-16
 TEL(048)853-5531(代) FAX(048)853-7877
 ■大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4-13-6(田井中ビル)
 TEL(06)6308-7326(代) FAX(06)6308-7327
 ■九州営業所 〒802-0005 福岡県北九州市小倉北区堺町2丁目1-1(角田ビル小倉902号)
 TEL(093)533-1435(代) FAX(093)533-1436
 ※本仕様及び価格は製品改良のため、予告なく変更することがあります。