

令和3年12月吉日

お取引先各位

株式会社 コクサン
埼玉県さいたま市桜区西堀 7-8-16
TEL：048-853-5531(代)
FAX：048-853-7877

価格改定のお知らせ

拝啓 師走の候貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素はひとかたならぬお引立てにあずかり厚く御礼申し上げます。

弊社は、令和4年1月1日より、製品の価格を改定させていただきます。

人件費を含む製造コストの高騰を吸収するべく企業努力を重ねてまいりましたが、

大変厳しい状況下の為、企業努力では吸収しきれない状況です。

今後も企業努力を行ないながら、品質の維持・向上に努めながら、安全な商品を継続し

てお届けできる様に、ご満足いただける商品の提供に努めてまいります。

第一段階として以下4機種の価格を改定させていただきます。

1. 対象製品： 血球洗浄用遠心機 HS-12、ヘマトクリット遠心機 H-1200F、
小型卓上遠心機 H-19 α 、小型冷却卓上遠心機 H-19R α
2. 改定時期： 令和4年1月1日
3. 改定内容： 上記製品及び付属品
改定された価格については、別紙の製品カタログをご参照願います。

また他製品ラインナップも1月1日以降随時改定を行う予定となっております。

決定次第、改定のお知らせを行わせていただきます。


何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。

敬具

血球洗浄用遠心機 HS-12

CENTRIFUGE FOR CELL WASHING

輸血検査用遠心機！



ロータ
検体数: 1~12検体
適応試験管: 直径10~12[mm]
重量: 350[g]

プラグ形状



※ 画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

〈本体価格〉 ¥260,000 (税別)

型式	HS-12 (ロータ付き)
分類	汎用検査室用遠心機
最高回転数	LOW設定時: 1,500[rpm] HIGH設定時: 3,400[rpm] LOW及びHIGHの切り換えによる回転数固定型
最大遠心力	LOW設定時: 201[×g] HIGH設定時: 1,035[×g]
制御方式	自動制御
モーター	DCモーター
タイマー	設定範囲 0~1分: 15秒間隔の目盛付・1分~2分: 30秒間隔の目盛付・HOLD: 連続運転 タイマーツマミによる半固定型タイマー
電源	AC100V 50/60 [Hz] 10A 0.3kVA 電圧変動: ±10%(90~110[V])以内 プラグ形状: JIS C 8303用 アース接続線付
寸法	本体: 幅240×奥行255×高さ293 [mm]
重量	9 [kg]
最大架け容量	84[mL](7[mL]×12本架)
適応チューブサイズ	φ10×80[mm] φ12×75[mm]
ヒューズ	3A 125V 普通溶断型B種 (6.4×30)定格遮断電流500A

※掲載価格は税別です。



株式会社 **コクサン**

<http://www.kokusan.co.jp>

E-mail: info@kokusan.co.jp

■東京営業部 〒338-0832 さいたま市桜区西堀7-8-16
TEL(048)853-5531(代) FAX(048)853-7877
■大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-13-6(田井中ビル)
TEL(06)6308-7326(代) FAX(06)6308-7327
■九州営業所 〒802-0002 北九州市小倉北区京町3-14-11(五十鈴ビル本館502号)
TEL(093)533-1435(代) FAX(093)533-1436
※本仕様及び価格は製品改良のため、予告なく変更することがあります。



Copyright ©2021 kokusan Corporation, All Rights Reserved. 20210701

ヘマトクリット遠心機 H-1200F

HEMATOCRIT CENTRIFUGE

コンパクトで高性能・優れた操作性！



F-30M 毛細管専用ロータ
毛細管×30本 回転半径 9.2cm
¥70,000 (税別)



F-20G 兼用ロータ
毛細管×20本 回転半径 9.2cm
15ml×4本 回転半径 10cm
¥85,000 (税別)

〈本体価格〉 **¥240,000** (税別)

プラグ形状



※ 画像はイメージです。実際とは異なる場合があります

型式	H-1200F	
分類	ヘマトクリット遠心機	
最高回転数	12,000[rpm]	
最大遠心力	15,000[×g]	
回転計	100~12,000[rpm] デジタル表示 100rpm単位で設定可能	
制御方式	マイクロコンピューター及びインバーター制御	
モーター	高周波モーター(カーボンレス)	
タイマー	デジタル 1~99[分] 1分単位 ホールド付:連続運転 デジタル 1~99[秒] 1秒単位 ホールド付:連続運転	
電源	AC100[V] 5[A] 0.5kVA 50/60[Hz] プラグ形状 JIS C 8303用 アース接続線付	
メモリー数	3メモリー	
寸法	本体:幅280×奥行346×高さ300[mm]	
重量	15[kg] ※本体のみ	
最大架け容量	F-30M	毛細管×30本架
	F-20G	毛細管×20本架 15[ml]×4本架
ヒューズ	10[A] 250[V] 普通遮断型B種	
	(6.35×30)定格遮断電流300A	

※掲載価格は税別です。



http://www.kokusansha.co.jp

E-mail: info@kokusansha.co.jp

■東京営業部 〒338-0832 さいたま市桜区西堀7-8-16

TEL(048)853-5531(代) FAX(048)853-7877

■大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-13-6(田井中ビル)

TEL(06)6308-7326(代) FAX(06)6308-7327

■九州営業所 〒802-0002 北九州市小倉北区京町3-14-11(五十鈴ビル本館502号)

TEL(093)533-1435(代) FAX(093)533-1436

※本仕様及び価格は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

Copyright ©2021 kokusansha Corporation, All Rights Reserved. 20210701



小型卓上遠心機 H-19α

SMALL SIZE TABLE-TOP CENTRIFUGE

コンパクトサイズの遠心機！



※ 画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

〈本体価格〉 **¥180,000** (税別)

型式	H-19α
分類	小型卓上遠心機
最高回転数	4,000[rpm]
最大遠心力	2,650[×g]
最大容量	400[mL]
制御	マイコンコンピューター及びインバーター制御
モーター	インダクションモーター
ヒューズ	5[A] 250[V] タイムディレイ (6.35 × 31.8) 定格遮断電流 100[A]
定格・電撃保護	連続・クラス I 機器
回転計	デジタル表示 100~4,000[rpm] (10/100[rpm]単位で設定可能)
遠心力計	デジタル表示 10~2,650[×g] (10/100[×g]単位で設定可能)
タイマー	デジタル表示 ホールド付 1~999[min] (1/10[min]単位で設定可能) デジタル表示 ホールド付 1~999[sec] (1/10[sec]単位で設定可能)
メモリー数	6メモリー(回転数・遠心力・タイム・加速・減速)
ステップモード	3メモリー
密度勾配モード	1メモリー
加速	3段階選択方式
減速	3段階選択方式・自然減速
電源	単相 AC100[V] 5[A] 0.5[kVA] 50/60[Hz]
電圧変動	±10%(90~110[V])以内
プラグ形状	JIS C 8303用 アース接続線付
寸法	本体:幅364×奥行384×高さ320[mm]
重量	21.5[kg]

スイングタイプ

☆H-19α用金属バケット及び樹脂ケースは4個/組です。

ロータ	金属バケット (4個/組)	樹脂ケース (4個/組)	容量 (ml × 本数)	チューブ径 (φ mm)	チューブ長 (Lmm)	最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (×g)	価格 (円)	
RF-109K  ¥38,000	MA-109K		15ml × 4本(ガラス, TC)	16.0~17.5	100~120	4,000	2,600	16,000	
	MB-109K		15ml × 8本(ガラス, TC)	16.0~17.5	100~120	4,000	2,600	18,000	
	MC-109K		15ml × 16本(ガラス)	16.0~17.5	100~110	4,000	2,600	32,000	
	MD-109K		50ml × 4本(ガラス)	35.0~35.5	100~110	4,000	2,600	42,000	
	ME-109K		50ml × 4本(TC)	29.0	116	4,000	2,600	46,000	
	MO-109K		15ml × 24本(ガラス)	16.0~17.5	100~110	4,000	2,600	46,000	
		PA-109		10ml × 24本(ガラス)	12.5~13.3	95~105	3,000	1,460	35,000
		PB-109		15ml × 16本(ガラス)	13.0~17.5	80~105	3,000	1,430	35,000
		PC-109		6ml × 40本(ガラス)	12.5~13.0	65~80	3,000	1,160	35,000
		PD-109		マイクロ × 48本	9.5~11.2	36~60	3,000	990	35,000
		PE-109		10ml × 16本(ガラス)	12.5~13.3	100~110	3,000	1,460	35,000
		PN-109		15ml × 24本(ガラス) 5~10ml採血管/尿沈査 TC対応	12.0~17.5	80~110	3,500	1,920	46,000
		PL-109		5ml採血管 × 24本(ガラス)	12.5~13.0	65~80	3,000	1,160	35,000



アングルタイプ(ロータのみのご注文の際には、本体型式をお知らせ下さい。)

ロータ	容量 (ml × 本数)	チューブ径 (φ mm)	チューブ長 (Lmm)	最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (×g)	価格 (円)
RA-011	15ml × 12本	15.0~17.5	100~105	4,000	2,040	62,000



架台



¥ 100,000 (税別)
寸法: W 410mm × D 411mm × H 581mm

プラグ形状



※掲載価格は税別です。
※ 画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。



http://www.kokusan.co.jp E-mail: info@kokusan.co.jp

■東京営業部 〒338-0832 さいたま市桜区西堀7-8-16
TEL(048)853-5531(代) FAX(048)853-7877
■大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-13-6(田井中ビル)
TEL(06)6308-7326(代) FAX(06)6308-7327
■九州営業所 〒802-0002 北九州市小倉北区京町3-14-11(五十鈴ビル本館502号)
TEL(093)533-1435(代) FAX(093)533-1436
※本仕様及び価格は製品改良のため、予告なく変更することがあります。



小型冷却卓上遠心機 H-19R α

SMALL SIZE & TABLE-TOP REFRIGERATED CENTRIFUGE

コンパクトサイズの冷却遠心機！



※ 画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

〈本体価格〉 **¥450,000** (税別)

型式	H-19R α
分類	小型冷却卓上遠心機
最高回転数	4,300[rpm] (RF-109K・ME-109K使用時)
最大遠心力	3,000[×g] (RF-109K・ME-109K使用時)
最大容量	400[mL]
制御	マイコンコンピューター及びインバーター制御
モーター	インダクションモーター
定格・電撃保護	連続・クラス I 機器
回転計	デジタル表示 100~4,300[rpm] (10[rpm]単位で設定可能)
遠心力計	デジタル表示 10~2,650[×g] (10[×g]単位で設定可能)
タイマー	デジタル表示 ホールド付 1~999[min] (1[min]単位で設定可能) デジタル表示 ホールド付 1~999[sec] (1[sec]単位で設定可能)
メモリー数	6メモリー(回転数・遠心力・タイム・温度・加速・減速)
ステップモード	3メモリー
密度勾配モード	1メモリー
×g・secモード	1メモリー
加速	3段階選択方式
減速	3段階選択方式・自然減速選択方式
温度設定範囲	デジタル表示 -10[°C]~30[°C]
冷凍機	空冷凝縮式(使用冷媒:R134A)
電源	単相 AC100[V] 7[A] 0.7[kVA] 50/60[Hz]
電圧変動	±10%(90~110[V])以内
プラグ形状	JIS C 8303用 アース接続線
寸法	本体:幅440×奥行530×高さ395[mm]
重量	49.0[kg]

スイングタイプ

☆H-19Rα用金属バケツ及び樹脂ケースは4個/組です。

ロータ	金属バケツ (4個/組)	樹脂ケース (4個/組)	容量 (ml × 本数)	チューブ径 (φ mm)	チューブ長 (Lmm)	最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (×g)	価格 (円)	
RF-109K  ¥38,000	MA-109K		15ml × 4本(ガラス, TC)	16.0~17.5	100~120	4,000	2,600	16,000	
	MB-109K		15ml × 8本(ガラス, TC)	16.0~17.5	100~120	4,000	2,600	18,000	
	MC-109K		15ml × 16本(ガラス)	16.0~17.5	100~110	4,000	2,600	32,000	
	MD-109K		50ml × 4本(ガラス)	35.0~35.5	100~110	4,000	2,600	42,000	
	ME-109K		50ml × 4本(TC)	29.0	116	4,300	3,000	46,000	
	MO-109K		15ml × 24本(ガラス)	16.0~17.5	100~110	4,000	2,600	46,000	
		PA-109		10ml × 24本(ガラス)	12.5~13.3	95~105	3,000	1,460	35,000
		PB-109		15ml × 16本(ガラス)	13.0~17.5	80~105	3,000	1,430	35,000
		PC-109		6ml × 40本(ガラス)	12.5~13.0	65~80	3,000	1,160	35,000
		PD-109		マイクロ × 48本	9.5~11.2	36~60	3,000	990	35,000
		PE-109		10ml × 16本(ガラス)	12.5~13.3	100~110	3,000	1,460	35,000
		PN-109		15ml × 24本(ガラス) 5~10ml採血管/尿沈査 TC対応	12.0~17.5	80~110	3,500	1,920	46,000
		PL-109		5ml採血管 × 24本(ガラス)	12.5~13.0	65~80	3,000	1,160	35,000



アングルタイプ(ロータのみのご注文の際には、本体型式をお知らせ下さい。)

ロータ	容量 (ml × 本数)	チューブ径 (φ mm)	チューブ長 (Lmm)	最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (×g)	価格 (円)
RA-011	15ml × 12本	15.0~17.5	100~105	4,000	2,040	62,000



架台




¥100,000(税別)

プラグ形状



槽内の氷結について

運転前に氷の除去と水抜きを行って下さい。背面下部にあるドレンホースから水抜きを行ってください。



※掲載価格は税別です。

※ 画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。



http://www.kokusan.co.jp

E-mail: info@kokusan.co.jp

■東京営業部 〒338-0832 さいたま市桜区西堀7-8-16
TEL(048)853-5531(代) FAX(048)853-7877
■大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-13-6(田井中ビル)
TEL(06)6308-7326(代) FAX(06)6308-7327
■九州営業所 〒802-0002 北九州市小倉北区京町3-14-11(五十鈴ビル本館502号)
TEL(093)533-1435(代) FAX(093)533-1436
※本仕様及び価格は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

Copyright ©2021kokusan Corporation, All Rights Reserved. 20210701

