


卓上遠心分離機 H-112

FIXED SEPARATOR

研究用から少量生産まで自由に処理できます。インバータ制御の小型遠心脱水機です!

卓上遠心分離機



※ 画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

〈本体価格〉 **¥ 330,000** (税別)

型式(有効壁バスケット付)	H-112(有効壁バスケット付) ※別途濾布が必要になります。
分類	卓上遠心分離機
用途	遠心脱水
供給方法	パッチ式
最高回転数	5,000[rpm]
最大遠心力	1,400[×g]
最大容量	470[mL]
有効容量	170[mL]
制御	インバーター制御
モーター	インダクションモーター
寸法	本体:幅200*奥行260*高さ310[mm] (突起物は含みません)
電源	AC100[V] 2[A] 0.2kVA 50/60[Hz]
プラグ形状	JIS C 8303用 アース接続付
グローブ・バスケット・蓋	SUS304
重量	8.5[kg]



株式会社 **コクサン**

<http://www.kokusan.co.jp>

E-mail: info@kokusan.co.jp

■ 東京営業部 〒338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀7-8-16
TEL(048)853-5531(代) FAX(048)853-7877
■ 大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4-13-6(田井中ビル)
TEL(06)6308-7326(代) FAX(06)6308-7327
■ 九州営業所 〒802-0005 福岡県北九州市小倉北区堺町2丁目1-1(角田ビル小倉902号)
TEL(093)533-1435(代) FAX(093)533-1436
※本仕様及び価格は製品改良のため、予告なく変更することがあります。