

実験から製造現場まで、広範囲な用途に適応！



※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

本体価格：¥750,000（税別）

- 設置場所を選ばないコンパクトサイズ。スイッチONとOFFによる簡単操作。
- 接液部は全てSUS-304ステンレス製のため、耐食性に優れています。
- インバーター制御の採用により、モーター負荷に関係なく一定回転数が得られます。

型式	H-110F
最大回転数	3,000[rpm]
最大遠心力	755[×g]
最大容量	800[ml]
バスケットサイズ	φ150×80[mm]
制御	インバーター制御
コントロールボックス	電源オンオフスイッチ、スタートストップスイッチ、回転計（0～3000rpm） タイマー設定範囲：0～6、0～12、0～30、0～60 [秒、分、時間]
モーター	AC3 φ 200[V] 400[W]
排出口	φ15[mm]
電源	AC1 φ 100[V] 5[A]
寸法	本体：幅375*奥行430*高さ460[mm] コントロールボックス：幅200*奥行135*高さ260[mm]
重量	本体：29[kg] コントロールボックス：5[kg]