

卓上遠心機 H-36α

TABLE-TOP CENTRIFUGE

コンパクトでシンプルなデザイン！



※ 画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

〈 本体価格 〉 **¥298,000** (税別)

最高回転数	6000rpm
最大遠心力	5070 × g
最大容量	1080mL
電 源	単相 AC100V 10A 1.0kVA 50/60Hz
消費電力	定格610W、ピーク780W
電撃保護	クラス I 機器 ※医療機器の電撃保護に関するクラス分類
回転数設定範囲	100 ～ 6000rpm (デジタル表示・10rpm単位で設定可)
遠心力設定範囲	10 ～ 6000 × g (デジタル表示・10 × g単位で設定可)
タイマー設定範囲	1 ～ 999秒 (デジタル表示ホールド付・1秒単位で設定可)
	1 ～ 999分 (デジタル表示ホールド付・1分単位で設定可)
メモリー数	6メモリー + マニュアルモード
運転機能	ステップモード、密度勾配モード、× g・secモード、フラッシュ運転
加 速	3段階選択方式
減 速	3段階選択方式 + 自然減速
寸 法	幅450mm × 奥行530mm × 高さ376mm (ドア全開時790mm)
コードの長さ	2.3m
重 量	42.0kg

ロータ 一覧 (ロータのみのご注文の際には、本体型式をお知らせ下さい。)

☆H-36α用金属バケット及び樹脂ケースは4個/組です。
☆ご使用中のチューブ寸法が遠心バケットと合わない場合、そのチューブに合わせて製作いたします。(オプション)

ロータ	金属バケット (4個/組)	樹脂ケース (4個/組)	容量 (mL×本数)	チューブ径 (φmm)	チューブ長 (Lmm)	回転半径 (cm)	最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (×g)	価格(円)
RF-110 スイング									110,000
		PA-110	10mL×48本	12.5～13.3	96～110	15.9	3500	2180	45,000
		PB-110	15mL×32本	15.0～16.5	91～107	15.4	3500	2110	45,000
	MC-110		50mL×4本	27.0～35.5	98～130	16.5	5000	4620	45,000
		PD-110	15mL×16本(コニカル管)	17.0	120	16.8	3500	2300	45,000
	ME-110		50mL×8本	27.0～35.0	98～121	16.5	3500	2260	80,000
	MF-110		100mL×4本	43.5～45.0	103～121	16.0	4000	2860	80,000
	PG-110		14mL×16本(ハイレックス)	14.5～16.0	100～125	16.7	3500	2290	50,000
	MES-110		50mL×8本(コニカル管)(ADS-012)	29.0	116	16.5	4100	3100	200,000
	ADS-012	抗酸菌用アダプタ(シーリングキャップ付)			100,000				
RF-120 スイング									120,000
	MT-100	PA-120～PF120使用時はMT-100が必要です。							50,000
		PA-120	10mL×72本	12.5～13.0	86～110	15.7	3500	2150	45,000
		PB-120	15mL×40本	15.0～16.5	81～107				45,000
		PC-120	50mL×8本	27.0～35.5	76～109				45,000
		PD-120	15mL×24本(コニカル管)	17.0	120				45,000
		PE-120	50mL×8本(コニカル管)	29.0	116				45,000
		PF-120	RIAチューブ×84本(シオノキ)	10.5～12.0	75～90				45,000
	MG-120		100mL×4本	43.5～45.0	109～130	17.0	4000	3040	100,000
RF-121 スイング									130,000
	MT-104	PA-121～PN-121使用時はMT-104が必要です。							55,000
		PA-121	10mL×84本	12.5～13.0	72～110	16.4	3500	2250	50,000
		PB-121	15mL×48本	15.5～16.5	68～109				50,000
		PC-121	50mL×16本	27.0～35.0	63～100				50,000
		PD-121	15mL×32本(コニカル管)	17.0	120				50,000
		PE-121	50mL×16本(コニカル管)	29.0	116				50,000
		PF-121	RIAチューブ×100本(シオノキ)	10.5～12.0	60～95				50,000
		PG-121	250mL×4本(ナルゲン)	60.0～61.8	80～125				50,000
		PM-121	100mL×4本	43.5～45.0	76～120				お問合せ下さい
	PN-121	15mL×60本	15.0～16.5	63～109	16.1	3000	1620	お問合せ下さい	
RF-126 スイング									150,000
	MT-109	PA-126～PM-126使用時はMT-109が必要です。							100,000
		PA-126	10mL×100本	12.5～13.3	70～105	16.4	3500	2250	60,000
		PB-126	15mL×72本	15.0～16.5	68～105				60,000
		PC-126	50mL×16本	27.0～35.5	63～100				60,000
		PD-126	15mL×36本(コニカル管)	17.0	120				60,000
		PE-126	50mL×16本(コニカル管)	29.0	116				60,000
		PF-126	RIAチューブ×120本(シオノキ)	10.5～12.0	60～100				60,000
		PG-126	250mL×4本(ナルゲン)	60.0～61.8	80～125				60,000
		PM-126	100mL×4本	43.5～45.0	80～120				60,000
RF-123A	スイング	96孔マイクロプレート4枚(2枚×2ヶ所架)				13.4	2000	600	お問合せ下さい
RA-321	アングル	50mL×8本(コニカル管)		29.0	116	12.6	6000	5070	お問合せ下さい
RA-501		1.5(2.0)mL×12本ロータ		9.5～10.5	36～41	6.4	6000	2600	お問合せ下さい

使用例

抗酸菌用アダプタ (シーリングキャップ付)


MES-110

ADS-012 抗酸菌用アダプタ
シーリングキャップ付


←15mL用
アダプタ

コニカル管
50mL×8本 (15mL×8本)

シーリング
キャップ



架台 ¥100,000 (税別)



※スイングローターの写真はロータとバケット、樹脂ケース等を組み合わせたものです。
ご不明な点はお問い合わせください。

※掲載価格は税別です。
※ 画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。



<https://kokusan.co.jp>

E-mail: info@kokusan.co.jp

■ 東京営業部 〒338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀7-8-16
TEL(048)853-5531(代) FAX(048)853-7877
■ 大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4-13-6(田井中ビル)
TEL(06)6308-7326(代) FAX(06)6308-7327
■ 九州営業所 〒802-0005 福岡県北九州市小倉北区堺町2丁目1-1(角田ビル小倉902号)
TEL(093)533-1435(代) FAX(093)533-1436
※本仕様及び価格は製品改良のため、予告なく変更することがあります。