

ヘマトクリット遠心機 H-1200F

HEMATOCRIT CENTRIFUGE

コンパクトで高性能・優れた操作性！




〈本体価格〉 **¥257,000** (税別)

※ 画像はイメージです。実際とは異なる場合があります

型式	H-1200F	
分類	ヘマトクリット遠心機	
最高回転数	12,000[rpm]	
最大遠心力	15,000[×g]	
回転計	100~12,000[rpm] デジタル表示 100rpm単位で設定可能	
制御方式	マイクロコンピューター及びインバーター制御	
モーター	高周波モーター(カーボンレス)	
タイマー	デジタル 1~99[分] 1分単位 ホールド付:連続運転 デジタル 1~99[秒] 1秒単位 ホールド付:連続運転	
電源	AC100[V] 5[A] 0.5kVA 50/60[Hz] プラグ形状 JIS C 8303用 アース接続線付	
メモリー数	3メモリー	
寸法	本体:幅280×奥行346×高さ300[mm]	
重量	15[kg] ※本体のみ	
最大架け容量	F-30M	毛細管×30本架
	F-20G	毛細管×20本架 15[mℓ]×4本架
ヒューズ	10[A] 250[V] 普通遮断型B種	
	(6.35×30)定格遮断電流300A	

H-1200F 専用ロータ




F-30M

F-20G

型式	容量	回転半径 (cm)	最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (Xg)	価格 (円)
F-30M	毛細管 × 30本	9.3	12,000	15,000	75,000 (税別)
F-20G	毛細管 × 20本	9.3	12,000	15,000	98,000 (税別)
	15m ϕ × 4本	11.2	4,000	2,000	

H-1200F オプション




SC-01 樹脂計測盤

RC-080 溝ゴム

型式	価格 (円)
SC-01	20,000 (税別)
RC-080	1,200 (税別)
SC-01+RC-080セット	19,500 (税別)

RC-080 溝ゴムについて



溝ゴムとは・・・左図赤部分に装着するクッション材です。
ゴムの劣化により検体が割れる恐れがあります。
定期的な交換を推奨しております。

※ 画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。



<http://www.kokusan.co.jp>

E-mail: info@kokusan.co.jp

■ 東京営業部 〒338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀7-8-16
 TEL(048)853-5531(代) FAX(048)853-7877
 ■ 大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4-13-6(田井中ビル)
 TEL(06)6308-7326(代) FAX(06)6308-7327
 ■ 九州営業所 〒802-0005 福岡県北九州市小倉北区塚町2丁目1-1(角田ビル小倉902号)
 TEL(093)533-1435(代) FAX(093)533-1436
 ※本仕様及び価格は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

