

冷却大容量遠心機

HL-7α1




最高回転数	5000rpm (RF-214使用時)
最大遠心力	6990 × g (RF-214使用時)
最大容量	12000mL (RF-213使用時)
電源	三相 AC200V 30A 10.0kVA 50/60Hz ※電源コード先端は端子出しにて出荷します。
消費電力	定格4538W、ピーク5369W
回転数設定範囲	100 ～ 5000rpm (デジタル表示・10rpm単位で設定可)
遠心力設定範囲	10 ～ 6990 × g (デジタル表示・10 × g単位で設定可)
タイマー設定範囲	1 ～ 999秒 (デジタル表示ホールド付・1秒単位で設定可) 1 ～ 999分 (デジタル表示ホールド付・1分単位で設定可)
温度設定範囲	-45 ～ 45°C (デジタル表示・1°C単位で設定可)
メモリー数	6メモリー + マニュアルモード
運転機能	ステップモード、密度勾配モード、 × g・secモード、フラッシュ運転
加速	3段階選択方式
減速	3段階選択方式 + 自然減速
フロン排出抑制法	使用冷媒R448A (GWP1390) 目標値 (GWP値) 1500以下 目標年度2025年
寸法	幅785mm × 奥行1063mm × 高さ999mm (ドア全開時1475mm)
コードの長さ	5.5m
重量	300kg
本体価格(税別)	¥3,500,000

※画像はイメージです。実際と異なる場合があります。
※本仕様及び価格は製品改良のため、予告なく変更することがあります。



冷媒が新しくなりました。

R404Aに変わりR448A冷媒採用！



地球温暖化係数 (GWP値) を従来の冷媒R404Aに比べて
約64.5%低減した冷媒です。

※地球温暖化係数 (GWP値) とは

そのガスが二酸化炭素の何倍の温室効果があるのかを表す係数 例: GWP2.0 = CO₂の2倍の温室効果

※HL-7α1用金属バケット及び樹脂ケースは4個/組です。※蓋がある際は、蓋の長さも含んだ長さとなります。
※ご使用中のチューブ寸法が遠心バケットと合わない場合、そのチューブに合わせて製作致します。(オプション)

ロータ	金属バケット (4個/組)	樹脂ケース (4個/組)	容量 (mL × 本数)	チューブ径 (φ mm)	チューブ長 (Lmm)	回転半径 (cm)	最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (× g)	価格(円)
RF-210 スイング									900,000
	MT-105	PA-210～PG-210使用時はMT-105が必要です。							850,000
		PA-210	10mL × 240本	12.5～ 13.3	80～ 110	24.3	3000	2450	170,000
		PB-210	15mL × 200本	15.0～ 16.5	80～ 109				
		PC-210	50mL × 40本	27.0～ 35	80～ 100				
		PD-210	100mL × 16本	43.5～ 45.0	80～ 120				
		PE-210	15mL × 96本(コニカル管)	17.0	120				
		PF-210	50mL × 40本(コニカル管)	29.0	116				
		PG-210	RIAチューブ(シオノギ) × 420本	10.5～ 12.0	60～ 75				
RF-213	3000mL × 4本 ロータセット			154	190	27.8	3000	2800	1,500,000
RF-214	1000mL × 6本(450mL血液パック使用可)ロータセット ※ポリ管用またはステン管用をお選びください。			97.7～ 100	140～ 180.2	25.0	5000	6990	1,300,000



RF-210 (MT-105+PB-210)



RF-213 ロータセット



RF-214 ロータセット

電源は三相AC200[V]・50[Hz]または60[Hz]・電流容量30[A]以上で電圧変動180～220Vの
範囲内のプレーカーに電源コードを直接接続して下さい。
ご指示が無い場合は、電源コード先端は下図の様に端子出しにて出荷致します。

3φ 200[V]専用プラグをご用意して下さい。
接続配線に於いてはお客様にて行って頂きます。
(例図)

電源コード先端

※ 画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。



本社・東京営業部 〒338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀7-8-16
Tel(048)-853-5531 FAX(048)-853-7877

大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4-13-6(田井中ビル)
Tel(06)-6308-7326 FAX(06)-6308-7327

九州営業所 〒802-0005 福岡県北九州市小倉北区堺町2-1-1(角田ビル小倉902号)
Tel(093)-533-1435 FAX(093)-533-1436

web <https://kokusan.co.jp/>
E-mail info@kokusan.co.jp