

H-155 α 2



※写真内樹脂製パネルカバーはオプションとなります。


マジョニア管
対応
(オプション)

国内製造だから
メンテナンスが
安心

その他オプション
・タワーライト
・回転開始
停止お知らせ
ブザー

ドア落下防止
機構
がついて安心

ヒータ
ON/OFF
機能付き



■オプションロータ■



◆ゲルベルロータ◆
¥200,000(税別)
Max:1500rpm / 615xg
回転半径:244mm



◆マジョニアロータ◆
¥200,000(税別)
Max:700rpm / 122xg
回転半径:222mm

●ゲルベル・バブコック兼用
Max:1500rpm / 666xg
回転半径:265mm

価格:
¥1,200,000(税別)

■その他オプション■

タワーライト、樹脂製パネルカバー、
回転開始・停止お知らせブザー

※オプションにつきましてはご相談ください。

- ・ロータ
 - ゲルベル・バブコック乳脂計12本架兼用
 - ◆ゲルベル乳脂計8本架※オプション
 - ◆マジョニア乳脂計6本架※オプション
- ・回転数
 - 1~1500[rpm] (1[rpm]ステップ)
 - (※選択したロータにより最高回転数は異なります。各ロータを参照ください。)
- ・最大遠心力
 - 666[xg]
- ・制御方式
 - タッチパネルディスプレイを使用した
マイコン及びインバーター制御
- ・タイマー
 - 1~99[min], 1~59[sec] (1[min]/[sec]ステップ)
- ・温度設定
 - 室温~65[°C] (1[°C]ステップ) PID制御
- ・電源
 - AC100[V] 50/60[Hz] 15[A]
- ・寸法
 - H900 x W610 x D755 [mm]
(扉開放時 H1310 x W750 x D755 [mm])
- ・重量
 - 約90[kg]
- ・安全対策
 - 扉インターロック ・ ドア落下防止機構
- ・その他
 - ヒータON/OFF機能

※扉開閉時に支障がある場合があります。設置場所に余裕をお取り下さい。



株式会社 **コクサン**

■東京営業部 〒338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀7-8-16
TEL(048)853-5531(代) FAX(048)853-7877
■大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4-13-6(田井中ビル)
TEL(06)6308-7326(代) FAX(06)6308-7327
■九州営業所 〒802-0005 福岡県北九州市小倉北区堺町2丁目1-1(角田ビル小倉902号)
TEL(093)533-1435(代) FAX(093)533-1436
※本仕様及び価格は製品改良のため、予告なく変更することがあります。