

卓上多本架遠心機 H-40α

TABLE-TOP CENTRIFUGE

卓上多本架遠心機の決定版！



※ 画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

〈 本体価格 〉 **¥480,000** (税別)

型式	H-40α
分類	卓上多本架遠心機
最高回転数	15,000[rpm] (RA-701使用時)
最大遠心力	16,110[×g] (RA-701使用時)
最大容量	3,200[mL] (RF-400・MI-400、RF-413・MK-413使用時使用時)
制御	マイクロコンピューター及びインバーター制御
回転計	デジタル表示 100～15,000[rpm] (10/100[rpm]単位で設定可能)
モーター	インダクションモーター
ヒューズ	10A 250V 耐ラッシュ (6.35×30)定格遮断電流 250A
電源	単相 AC100[V] 10[A] 1.0[kVA] 50/60[Hz]
定格・電撃保護	連続・クラス I 機器
電流容量・電圧変動	10[A]・±10%(90～110[V])以内
プラグ形状	JIS C 8303用 アース接続線付
遠心力計	デジタル表示 10～16,110[×g] (10/100[×g]単位で設定可能)
タイマー	デジタル表示 ホールド付 1～999[min] (1/10[min]単位で設定可能) デジタル表示 ホールド付 1～999[sec] (1/10[sec]単位で設定可能)
メモリー数	6メモリー(回転数・遠心力・タイム・加速・減速)
ステップ運転	3メモリー
密度勾配モード	1メモリー
加速	3段階選択方式
減速	3段階選択方式・自然減速選択方式
回転インジゲータ	停止・運転中・LED表示(ランプ 9個・緑・赤・オレンジ)
寸法	本体：幅525×奥行637×高さ413[mm]
重量	67.0[kg]

ローター一覧 (ローターのみのご注文の際には、本体型式をお知らせ下さい。)

☆H-40α用金属ハケット及び樹脂ケースは4個/組です。

☆ご使用中のチューブ寸法が遠心バケットと合わない場合、そのチューブに合わせて製作いたします。(オプション)

ローター	金属ハケット (4個/組)	樹脂ケース (4個/組)	容量 (ml × 本数)	チューブ径 (φ mm)	チューブ長 (L mm)	回転半径 (mm)	最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (×g)	価格 (円)			
RF-400 スイング									260,000			
	MT-150	PA-400~PH-400使用時はMT-150が必要です。							120,000			
		PA-400	10ml × 120本	12.5~13.0	83~115	181	3,300	2,210	65,000			
		PB-400	15ml × 80本	15.0~16.5	80~110				65,000			
		PC-400	50ml × 20本	27.0~35.5	76~115				65,000			
		PD-400	15ml × 48本 (ユニカル管)	17.0	120				65,000			
		PE-400	50ml × 20本 (ユニカル管)	29.0	116				65,000			
		PF-400	RIAチューブ × 168本 (シオキ)	12.0	75				65,000			
		PG-400	100ml × 8本	45.0	120				65,000			
		PH-400	500ml × 4本 (ステン管)	81.0	120				65,000			
		MI-400	800ml × 4本 (ステン管)	101.0	125				190	3,300	2,320	160,000
		MJ-400	96孔マイクロプレート × 16枚						162	2,000	730	160,000
		MK-400	ナルゲン500ml (シーリングキャップ付) × 4本	69.5	158.8	203	3,300	2,470	190,000			
		ML-400	ご希望のチューブに合わせて製作いたします。			201	3,300	2,450	190,000			
		MM-400	250ml × 4本 (ガラス管)	60.0	135	196	3,300	2,390	230,000			
		MN-400	BD7アルコンチューブ 175/225ml × 4本	60.7	139.4	201	3,300	2,450	230,000			
RF-410 スイング									280,000			
	MI-410	PA-410~ST-410使用時はMI-410が必要です。バイオハザード対策シールドカバー付。							300,000			
		PA-410	10ml × 112本	12.5~13.0	83~110	190	4,000	3,400	70,000			
		PB-410	15ml × 68本	15.0~16.5	80~105				70,000			
		PC-410	50ml × 16本	27.0~35.5	76~100				70,000			
		PD-410	15ml × 48本 (ユニカル管)	17.0	120				70,000			
		PE-410	50ml × 20本 (ユニカル管)	29.0	116				70,000			
		PF-410	RIAチューブ × 136本 (シオキ)	12.0	75				70,000			
		PG-410	100ml × 8本	45.0	120				70,000			
		ST-410	400ml血液バック(ダブル) × 4本						150,000			
RF-420 スイング									価格はお問合せ下さい。			
	MT-186	PA-420~PH-420使用時はMT-186が必要です。							価格はお問合せ下さい。			
		PA-420	10ml × 116本	12.5~13.0	83~110	180	3,300	2,200	価格はお問合せ下さい。			
		PB-420	15ml × 96本	15.0~17.2	80~110				価格はお問合せ下さい。			
		PC-420	50ml × 16本	27.0~35.0	76~100				価格はお問合せ下さい。			
		PD-420	15ml × 40本 (ユニカル管)	17.0	120				価格はお問合せ下さい。			
		PE-420	50ml × 16本 (ユニカル管)	29.0	116				価格はお問合せ下さい。			
		PF-420	RIAチューブ × 168本 (シオキ)	12.0	75				価格はお問合せ下さい。			
		PG-420	100ml × 8本	45.0	120				価格はお問合せ下さい。			
		PH-420	500ml × 4本 (ステン管)	81.0	120				価格はお問合せ下さい。			
		MK-420	ナルゲン450ml × 4本	69.5	160				価格はお問合せ下さい。			
		ML-420	ご希望のチューブに合わせて製作いたします。						価格はお問合せ下さい。			
		MM-420	250ml × 4本 (ガラス管)	60.0	135	価格はお問合せ下さい。						
		MN-420	アルコンチューブ 200 (150)ml × 4本	60.7	139.4	価格はお問合せ下さい。						
BS	アングル	50ml × 4本 (ユニカル管)		29.0	116	125	8,000	8,950	価格はお問合せ下さい。			
RF-121-S	スイング	250ml × 6本 (ユニカル管) 金属ハケット1式				210	2,000	940.0	価格はお問合せ下さい。			
RF-122A	スイング	120孔マイクロプレート8枚 (4枚 × 2ヶ所架)				134	2,000	600	価格はお問合せ下さい。			
RF-123A		96孔マイクロプレート4枚 (2枚 × 2ヶ所架)			価格はお問合せ下さい。							
RF-124F		96孔マイクロプレート8枚 (2枚 × 4ヶ所架)			価格はお問合せ下さい。							
RA-321	アングル	50ml × 8本 (ユニカル管) (レジオネラ菌対応)		29.0	116	126	6,000	5,070	価格はお問合せ下さい。			
RA-350TC		50ml × 4本 (ユニカル管)		29.0	116	88	11,000	11,900	価格はお問合せ下さい。			
RA-701		1.5ml × 12本ローター		9.5~10.5	36~41	64	15,000	16,110	価格はお問合せ下さい。			
RF-413 スイング 環境分析専用ローター 3,000 × g 対応									280,000			
	MK-413	MK-413専用ボトル				188	3,800	3,038	190,000			



※スイングローターの写真はローターとバケット、樹脂ケース等を組み合わせたものです。ご不明な点はお問い合わせください。

架台 ¥100,000 (税別)



プラグ形状



※掲載価格は税別です。

※ 画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。



株式会社 **コクサン**

<http://www.kokusan.co.jp>

E-mail: info@kokusan.co.jp

- 東京営業部 〒338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀7-8-16
TEL(048)853-5531(代) FAX(048)853-7877
 - 大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4-13-6(田井中ビル)
TEL(06)6308-7326(代) FAX(06)6308-7327
 - 九州営業所 〒802-0005 福岡県北九州市小倉北区堺町2丁目1-1(角田ビル小倉902号)
TEL(093)533-1435(代) FAX(093)533-1436
- ※本仕様及び価格は製品改良のため、予告なく変更することがあります。