


血球洗浄機 HS-12

CENTRIFUGE FOR CELL WASHING

輸血検査用遠心機！



ロータ
検体数: 1~12検体
適応試験管: 直径10~12[mm]
重量: 350[g]

プラグ形状



※ 画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

〈本体価格〉 **¥285,000** (税別)

型式	HS-12 (ロータ付き)
分類	汎用検査室用遠心機
最高回転数	LOW設定時: 1,500[rpm] HIGH設定時: 3,400[rpm] LOW及びHIGHの切り換えによる回転数固定型
最大遠心力	LOW設定時: 201[×g] HIGH設定時: 1,035[×g]
制御方式	自動制御
モーター	DCモーター
タイマー	設定範囲 0~1分: 15秒間隔の目盛付・1分~2分: 30秒間隔の目盛付・HOLD: 連続運転 タイマーツマミによる半固定型タイマー
電源	AC100V 50/60 [Hz] 10A 0.3kVA 電圧変動: ±10%(90~110[V])以内 プラグ形状: JIS C 8303用 アース接続線付
寸法	本体: 幅240×奥行255×高さ293 [mm]
重量	9 [kg]
最大架け容量	84[mL](7[mL]×12本架)
適応チューブサイズ	φ10×80[mm] φ12×75[mm]
ヒューズ	3A 125V 普通溶断型B種 (6.4×30)定格遮断電流500A

※掲載価格は税別です。



株式会社 **コクサン**

<http://www.kokusan.co.jp>

E-mail: info@kokusan.co.jp

■ 東京営業部 〒338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀7-8-16
TEL(048)853-5531(代) FAX(048)853-7877
■ 大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4-13-6(田井中ビル)
TEL(06)6308-7326(代) FAX(06)6308-7327
■ 九州営業所 〒802-0005 福岡県北九州市小倉北区堺町2丁目1-1(角田ビル小倉902号)
TEL(093)533-1435(代) FAX(093)533-1436
※本仕様及び価格は製品改良のため、予告なく変更することがあります。



20240315①JK