

卓上多本架遠心機 H-40α

TABLE-TOP CENTRIFUGE

卓上多本架遠心機の決定版！



※ 画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

〈 本体価格 〉 **¥480,000** (税別)

最高回転数	15000rpm
最大遠心力	16110×g
最大容量	3200mL
電 源	単相 AC100V 10A 1.0kVA 50/60Hz
消費電力	定格700W、ピーク500W
電撃保護	クラス I 機器 ※医療機器の電撃保護に関するクラス分類
回転数設定範囲	100 ～ 4000rpm (デジタル表示・10rpm単位で設定可)
遠心力設定範囲	10 ～ 2600×g (デジタル表示・10×g単位で設定可)
タイマー設定範囲	1 ～ 999秒 (デジタル表示ホールド付・1秒単位で設定可)
	1 ～ 999分 (デジタル表示ホールド付・1分単位で設定可)
メモリー数	6メモリー + マニュアルモード
運転機能	ステップモード、密度勾配モード、×g・secモード、フラッシュ運転
加 速	3段階選択方式
減 速	3段階選択方式 + 自然減速
寸 法	幅525mm×奥行637mm×高さ413mm (ドア全開時950mm)
コードの長さ	1.7m
重 量	67.0kg

ローター 一覧 (ローターのみのご注文の際には、本体型式をお知らせ下さい。)

☆H-40 α 用金属バケット及び樹脂ケースは4個/組です。


☆ご使用中のチューブ寸法が遠心バケットと合わない場合、そのチューブに合わせて製作いたします。(オプション)

ロータ	金属バケット (4個/組)	樹脂ケース (4個/組)	容量(mL×本数)		チューブ径 (φmm)	チューブ長 (Lmm)	回転半径 (cm)	最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (×g)	価格(円)
RF-400 スイング										260,000
	MT-150	PA-400～PH-400使用時はMT-150が必要です。								120,000
		PA-400	10mL×120本	12.5～13.0	83～115	18.1	3300	2210	65,000	
		PB-400	15mL×80本	15.0～16.5	80～110				65,000	
		PC-400	50mL×20本	27.0～35.5	76～115				65,000	
		PD-400	15mL×48本(コニカル管)	17.0	120				65,000	
		PE-400	50mL×20本(コニカル管)	29.0	116				65,000	
		PF-400	RIAチューブ×168本(シオ/キ)	12.0	75				65,000	
		PG-400	100mL×8本	45.0	120				65,000	
		PH-400	500mL×4本(ステン管)	81.0	120				65,000	
		MI-400	800mL×4本(ステン管)	101.0	125	19.0	3300	2320	160,000	
		MJ-400	96孔マイクロプレート×16枚			16.2	2000	730	160,000	
		MK-400	ナルゲン500mL(シーリングキャップ付)×4本	69.5	158.8	20.3	3300	2470	190,000	
		ML-400	ご希望のチューブに合わせて製作致します。(最大800mL×4本)			20.1	3300	2450	190,000	
		MM-400	250mL×4本(ガラス管)	60.0	135	19.6	3300	2390	230,000	
		MN-400	175/225mL×4本(ファルコンチューブ)	61.0	137	20.1	3300	2450	230,000	
RF-410 スイング										280,000
	MI-410	PA-410～ST-410使用時はMI-410が必要です。バイオハザード対策シールドカバー付き。								300,000
		PA-410	10mL×112本	12.5～13.0	83～110	19.0	4000	3400	70,000	
		PB-410	15mL×68本	15.0～16.5	80～105				70,000	
		PC-410	50mL×16本	27.0～35.5	76～100				70,000	
		PD-410	15mL×48本(コニカル管)	17.0	120				70,000	
		PE-410	50mL×20本(コニカル管)	29.0	116				70,000	
		PF-410	RIAチューブ×136本(シオ/キ)	12.0	75				70,000	
		PG-410	100mL×8本	45.0	120				70,000	
		ST-410	400mL血液バッグ×4本							150,000
RF-420 スイング										価格はお問合せ下さい。
	MT-186	PA-420～PH-420使用時はMT-186が必要です。								価格はお問合せ下さい。
		PA-420	10mL×116本	12.5～13.0	83～110	19.8	3300	2200	価格はお問合せ下さい。	
		PB-420	15mL×96本	15.0～17.2	80～110				価格はお問合せ下さい。	
		PC-420	50mL×16本	27.0～35.0	76～100				価格はお問合せ下さい。	
		PD-420	15mL×40本(コニカル管)	17.0	120				価格はお問合せ下さい。	
		PE-420	50mL×16本(コニカル管)	29.0	116				価格はお問合せ下さい。	
		PF-420	RIAチューブ×168本(シオ/キ)	12.0	75				価格はお問合せ下さい。	
		PG-420	100mL×8本	45.0	120				価格はお問合せ下さい。	
		PH-420	500mL×4本(ステン管)	81.0	120				価格はお問合せ下さい。	
		MK-420	ナルゲン450mL×4本	69.5	158.8	19.8	3300	2410	価格はお問合せ下さい。	
		ML-420	ご希望のチューブに合わせて製作致します。(最大800mL×4本)			19.6	3300	2390	価格はお問合せ下さい。	
		MM-420	250mL×4本(ガラス管)	60.0	135	19.1	3300	2330	価格はお問合せ下さい。	
	MN-420	175/225mL×4本(ファルコンチューブ)	61.0	137	19.6	3300	2390	価格はお問合せ下さい。		
BS	アングル	50mL×4本(コニカル管)	29.0	116	12.5	8000	8950	価格はお問合せ下さい。		
RF-121-S	スイング	250mL×6本(コニカル管)金属バケット1式	61.0	161	21.0	2000	940	価格はお問合せ下さい。		
RF-123A		96孔マイクロプレート4枚(2枚×2ヶ所架)			13.4	2000	600	価格はお問合せ下さい。		
RA-321	アングル	50mL×8本(コニカル管)(レジオネラ菌対応)	29.0	116	12.6	6000	5070	価格はお問合せ下さい。		
RA-350TC		50mL×4本(コニカル管)	29.0	116	8.8	11000	11900	価格はお問合せ下さい。		
RA-701		1.5(2.0)mL×12本ロータ	9.5～10.5	36～41	6.4	15000	16110	価格はお問合せ下さい。		
RF-413 スイング 環境分析専用ロータ 3000×g 対応										280,000
	MK-413	MK-413専用ボトル			18.8	3800	3038	190,000		



※スイングローターの写真はローターとバケット、樹脂ケース等を組み合わせたものです。
ご不明な点はお問い合わせください。

架台 ¥100,000(税別)



※掲載価格は税別です。

※ 画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。



<https://kokusan.co.jp>

E-mail: info@kokusan.co.jp

■ 東京営業部 〒338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀7-8-16
TEL(048)853-5531(代) FAX(048)853-7877
■ 大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4-13-6(田井中ビル)
TEL(06)6308-7326(代) FAX(06)6308-7327
■ 九州営業所 〒802-0005 福岡県北九州市小倉北区堺町2丁目1-1(角田ビル小倉902号)
TEL(093)533-1435(代) FAX(093)533-1436
※本仕様及び価格は製品改良のため、予告なく変更することがあります。