

令和5年9月吉日

お取引先各位

株式会社 コクサン
埼玉県さいたま市桜区西堀 7-8-16
TEL：048-853-5531(代)
FAX：048-853-7877

価格改定のお知らせ

拝啓 爽秋の候、貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素はひとかたならぬお引立てにあずかり厚く御礼申し上げます。

弊社は、令和5年10月2日より、製品の価格を改定させていただきます。

人件費を含む製造コストの高騰を吸収するべく企業努力を重ねてまいりましたが、

大変厳しい状況下の為、企業努力では吸収しきれない状況です。

今後も企業努力を行ないながら、品質の維持・向上に努めながら、安全な商品を継続してお届けできる様に、ご満足いただける商品の提供に努めてまいります。

第六段階として以下1機種 of 価格を改定させていただきます。

1. 対象製品： 脂肪分離機 H-155α2、

2. 改定時期： 令和5年10月2日

3. 改定内容： 上記製品

改定された価格については、弊社HP内掲載製品カタログを
ご参照願います。

また他製品ラインナップも随時改定を行う予定となっております。


決定次第、改定のお知らせを行わせていただきます。

何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。

敬具

H-155 α 2

樹脂製パネルカバーがついていて安心
ヒーター一体化につきヒータON/OFF機能付
ドア落下防止機構も付いて従来より使いやすさバツグン
本体ホワイトしかも据置タイプで使いやすい



●ゲルベル・バブコック兼用

Max:1,500rpm / 666xg

回転半径:26.5cm

価格:

¥1,200,000(税別)

■オプションロータ■



◆ゲルベルロータ◆

¥200,000(税別)

Max:1,500rpm / 615xg

回転半径:24.4cm



◆マジョニアロータ◆

¥200,000(税別)

Max:700rpm / 122xg

回転半径:22.2cm

■その他オプション■

タワーライト

回転開始・停止お知らせブザー

※オプションにつきましてはご相談ください。

■本体仕様■

- ・ロータ
 - ゲルベル・バブコック乳脂計12本架兼用
 - ◆ゲルベル乳脂計8本架※オプション
 - ◆マジョニア乳脂計6本架※オプション
- ・回転数
 - 1~1,500[rpm] (1[rpm]ステップ)
 - (※選択したロータにより最高回転数は異なります。各ロータを参照ください。)
- ・最大遠心力 666[xg]
- ・制御方式 タッチパネルディスプレイを使用した
マイコン及びインバーター制御
- ・タイマー 1~99[min], 1~59[sec] (1[min]/[sec]ステップ)
- ・温度設定 室温~65[°C] (1[°C]ステップ) PID制御
- ・電源 AC100[V] 50/60[Hz] 15[A]
- ・寸法 H900 x W610 x D755 [mm]
(扉開放時 H1310 x W750 x D755 [mm])
- ・重量 約90[kg]
- ・安全対策 扉インターロック ・ ドア落下防止機構
- ・その他 ヒータON/OFF機能 ・ 樹脂製パネルカバー

※扉開閉時に支障がある場合があります。設置場所に余裕をお取り下さい。

樹脂製
パネルカバー
付き

国内製造だから
メンテナンスが
安心

その他オプション
・タワーライト
・回転開始
停止お知らせ
ブザー

ドア落下防止
機構
がついて安心

ヒータ
ON/OFF
機能付き



株式会社 **コクサン**

http://www.kokusan.co.jp
E-mail: info@kokusan.co.jp

- 東京営業部 〒338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀7-8-16
TEL(048)853-5531(代) FAX(048)853-7877
- 大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-13-6(田井中ビル)
TEL(06)6308-7326(代) FAX(06)6308-7327
- 九州営業所 〒802-0002 北九州市小倉北区京町3-14-11(五十鈴ビル本館502号)
TEL(093)533-1435(代) FAX(093)533-1436

※本仕様及び価格は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

Copyright ©2021 Kokusan Corporation, All Rights Reserved.
20210720③修T

