

冷却高速遠心機

H-9R




最高回転数	22000rpm (AN使用時)
最大遠心力	43330 × g (AN使用時)
最大容量	3000mL (MN1使用時)
電源	単相 AC200V 20A 4.0kVA 50/60Hz ※電源コード先端は端子出しにて出荷します。
消費電力	定格2200W、ピーク3500W
回転数設定範囲	100 ~ 22000rpm (デジタル表示・10rpm単位で設定可)
遠心力設定範囲	100 ~ 43300 × g (デジタル表示・10 × g単位で設定可)
タイマー設定範囲	1 ~ 999秒 (デジタル表示ホールド付・1秒単位で設定可) 1 ~ 999分 (デジタル表示ホールド付・1分単位で設定可)
温度設定範囲	-45 ~ 45°C (デジタル表示・1°C単位で設定可)
メモリー数	6メモリー + マニュアルモード
運転機能	ステップモード、密度勾配モード、× g・secモード
加速	3段階選択方式
減速	3段階選択方式 + 自然減速
フロン排出抑制法	使用冷媒R448A (GWP1390) 目標値 (GWP値) 1500以下 目標年度2025年
寸法	幅560mm × 奥行700mm × 高さ940mm (ドア全開時1475mm)
コードの長さ	5.5m
重量	170kg
本体価格(税別)	¥1,850,000

※画像はイメージです。実際と異なる場合があります。
※本仕様及び価格は製品改良のため、予告なく変更することがあります。



冷媒が新しくなりました。

R404Aに変わりR448A冷媒採用！



地球温暖化係数 (GWP値) を従来の冷媒R404Aに比べて約64.5%低減した冷媒です。


※地球温暖化係数 (GWP値) とは

そのガスが二酸化炭素の何倍の温室効果があるのかを表す係数 例: GWP2.0 = CO₂の2倍の温室効果

※蓋がある際は、蓋の長さも含んだ長さとなります。
※ご使用中のチューブ寸法が遠心バケットと合わない場合、そのチューブに合わせて製作致します。(オプション)

型式		容量 (チューブ寸法*1 直径×長さmm)	回転半径 (cm)	最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (×g)	価格(円)
アングルロータ	AN	10mL×12本 (φ16×82)	8.0	22000	43330	480,000
	AN1	10mL×16本 (φ16×82)	8.8	20000	39390	480,000
	BN1	50mL×8本 (φ29×108)	10.1	18000	36620	480,000
	BN3	50mL×6本 (φ35×100)	10.1	16000	28930	480,000
	BN4-8A	50mL×8本(コニカル管)(φ29×116)	12.5	16000	35810	価格はお問合せ下さい
	IN	100mL×6本 (φ45×115)	11.5	14000	25220	550,000
	LN	250mL×6本 (φ62×125)	14.1	11000	19090	650,000
	MN1	500mL×6本 (φ69×168)	15.9	10000	17790	980,000
土壌用ロータ	TN脱水用	pF値: 4.2pF 8300rpm/7170×g	9.3	10000	10410	価格はお問合せ下さい
	UN採取用	pF値: 4.2pF 8700rpm/7280×g	8.6	10000	9620	価格はお問合せ下さい
微量用ロータ	RH-210	1.5(2.0)mL×24本 アングル	9.0	20000	40280	価格はお問合せ下さい

*1 チューブ寸法は参考値です。



※ 画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。



本社・東京営業部 〒338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀7-8-16
Tel(048)-853-5531 FAX(048)-853-7877
大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4-13-6(田井中ビル)
Tel(06)-6308-7326 FAX(06)-6308-7327
九州営業所 〒802-0005 福岡県北九州市小倉北区堺町2-1-1(角田ビル小倉902号)
Tel(093)-533-1435 FAX(093)-533-1436

web <https://kokusan.co.jp/>
E-mail info@kokusan.co.jp