


ヘマトクリット遠心機 H-1200F

HEMATOCRIT CENTRIFUGE

コンパクトで高性能・優れた操作性！




〈本体価格〉**¥257,000** (税別)

※ 画像はイメージです。実際とは異なる場合があります


最高回転数	12000rpm	
最大遠心力	15000 × g	
最大容量	F-30M	毛細管 × 30本
	F-20G	毛細管 × 20本、15mL × 4本
電 源	単相 AC100V 5A 0.5kVA 50/60Hz	
消費電力	定格350W、ピーク780W	
電撃保護	クラス I 機器 ※医療機器の電撃保護に関するクラス分類	
回転数設定範囲	100 ~ 12000rpm (デジタル表示・10rpm単位で設定可)	
タイマー設定範囲	1 ~ 99秒 (デジタル表示ホールド付・1秒単位で設定可)	
	1 ~ 99分 (デジタル表示ホールド付・1分単位で設定可)	
メモリー数	3メモリー + マニュアルモード	
寸 法	幅280mm × 奥行346mm × 高さ300mm (ドア全開時535mm)	
コードの長さ	1.8m	
重 量	15kg	

H-1200F 専用ロータ



型式	容量	回転半径 (cm)	最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (×g)	価格 (円)
F-30M	毛細管 × 30本	9.3	12000	15000	75,000 (税別)
F-20G	毛細管 × 20本	9.3	12000	15000	98,000 (税別)
	15mL × 4本	11.2	4000	2000	

H-1200F オプション



型式	価格 (円)
SC-01	20,000 (税別)
RC-080	1,200 (税別)
SC-01+RC-080セット	19,500 (税別)

RC-080 溝ゴムについて



溝ゴムとは・・・左図赤部分に装着するクッション材です。
ゴムの劣化により検体が割れる恐れがあります。
定期的な交換を推奨しております。

※ 画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。



<https://kokusan.co.jp>

E-mail: info@kokusan.co.jp

■東京営業部 〒338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀7-8-16
TEL(048)853-5531(代) FAX(048)853-7877
■大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4-13-6(田井中ビル)
TEL(06)6308-7326(代) FAX(06)6308-7327
■九州営業所 〒802-0005 福岡県北九州市小倉北区堺町2丁目1-1(角田ビル小倉902号)
TEL(093)533-1435(代) FAX(093)533-1436
※本仕様及び価格は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

20260701①IK