

土壤用高速遠心機 H-1400pF

MOISTURE EQUIVALENT CENTRIFUGE

土壤用高速遠心機の決定版！



TNロータ



UNロータ





※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

※受注生産につき価格はお問合せ下さい


最高回転数	14000rpm
最大遠心力	25220 × g
最大容量	3200mL (MN1使用時)
電源	三相 AC200V 30A 10.0kVA 50/60Hz ※※電源コード先端は端子出しにて出荷します。
消費電力	定格3637W、ピーク4503W
回転数設定範囲	100 ~ 14000rpm (デジタル表示・10rpm単位で設定可)
遠心力設定範囲	10 ~ 25220 × g (デジタル表示・10 × g単位で設定可)
タイマー設定範囲	1 ~ 999秒 (デジタル表示ホールド付・1秒単位で設定可) 1 ~ 999分 (デジタル表示ホールド付・1分単位で設定可)
温度設定範囲	-45 ~ 45°C (デジタル表示・1°C単位で設定可)
メモリー数	6メモリー + マニュアルモード
運転機能	ステップモード、密度勾配モード、× g・secモード
加速	3段階選択方式
減速	3段階選択方式 + 自然減速
寸法	幅700mm × 奥行860mm × 高さ1190mm (ドア全開時1470mm)
コードの長さ	4.0m
重量	300.0kg

ローター一覧 各ローターの価格はお問合せ下さい。
(ローターのみのご注文の際には、本体型式をお知らせ下さい。)


ローター	回転半径(mm)	最高回転数(rpm)	最大遠心力(×g)	pF値
TN脱水用 	93	13500	18970	4.2
		8300	7170	
UN採取用 	86	13500	17540	4.2
		8700	7280	

TNローター(脱水用ローター)

UNローター(採取用ローター)



- ① ローター蓋
- ② 採土管
- ③ Oリング
- ④ 採土管保護ケース



- ① ローター蓋
- ② 採土管
- ③ Oリング
- ④ ろ過板
- ⑤ 採土管保護ケース
- ⑥ 水受け皿 目盛り付き
- ⑦ Oリング
- ⑧ 受管

ローター	概要(チューブ寸法又は容量)	回転半径(cm)	最高回転数(rpm)	最大遠心力(×g)	
アングルローター	AN	10mL×12本 (φ16×82mm)	8.0	14000	17550
	AN1	10mL×16本 (φ16×82mm)	8.8	14000	19300
	BN1	50mL×8本 (φ29×108mm)	10.1	14000	22150
	BN3	50mL×6本 (φ35×100mm)	10.1	14000	22150
	IN	100mL×6本 (φ45×115mm)	11.5	14000	25220
	LN	250mL×6本 (φ62×125mm)	14.1	12000	22720
	MN1	500mL×6本 (φ69×168mm)	15.9	10000	17790
連続無菌式ローター	NN	500mL(アルミ)	7.3	14000	16010
	NNS	500mL(ステン)	7.3	14000	16010
	ON	1000mL(アルミ)	8.4	14000	18420
	ONS	1000mL(ステン)	8.4	14000	18420
	ON1	2000mL(アルミ)	10.1	14000	22150
	ON1S	2000mL(ステン)	10.1	12000	16280
	ON2S	3000mL(ステン)	12.5	10000	13990
コレクタ	CKN1	連続コレクタ式ローターの使用にはCKN1が必要となります。			
連続コレクタ式ローター	PN	500mL(アルミ)	7.3	14000	16010
	PNS	500mL(ステン)	7.3	14000	16010
	QN	1000mL(アルミ)	8.4	14000	18420
	QNS	1000mL(ステン)	8.4	14000	18420
	RN	2000mL(アルミ)	10.1	14000	22150
	RNS	2000mL(ステン)	10.1	14000	22150

※ 画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。



株式会社 **コクサン**

<https://kokusan.co.jp>

E-mail: info@kokusan.co.jp

■ 東京営業部 〒338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀7-8-16
TEL(048)853-5531(代) FAX(048)853-7877
■ 大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4-13-6(田井中ビル)
TEL(06)6308-7326(代) FAX(06)6308-7327
■ 九州営業所 〒802-0005 福岡県北九州市小倉北区堺町2丁目1-1(角田ビル小倉902号)
TEL(093)533-1435(代) FAX(093)533-1436
※本仕様及び価格は製品改良のため、予告なく変更することがあります。