

# 卓上遠心機 H-36 $\alpha$

TABLE-TOP CENTRIFUGE

## コンパクトでシンプルなデザイン！



※ 画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

〈本体価格〉 **¥265,000** (税別)

型式	H-36 $\alpha$
分類	卓上遠心機
最高回転数	6,000[rpm] (RA-321使用時)
最大遠心力	5,070[ $\times g$ ] (RA-321使用時)
最大容量	1,080[m $\ell$ ] (RF-126・PB-126使用時)
制御	マイコンコンピューター及びインバーター制御
モーター	インダクションモーター
定格・消費電力	連続・600[W](定格)・900[W]ピーク
電撃保護	クラス I 機器
ヒューズ	10[A] 250[V] 普通溶断型B型(6.35 $\times$ 30) 定格遮断電流 300[A]
回転計	デジタル表示 10~6,000[rpm] (10/100[rpm]単位で設定可能)
遠心力計	デジタル表示 10~6,000[ $\times g$ ] (10/100[ $\times g$ ]単位で設定可能)
タイマー	デジタル表示 ホールド付 1~999[ $\text{min}$ ] (1/10[ $\text{min}$ ]単位で設定可能) デジタル表示 ホールド付 1~999[ $\text{sec}$ ] (1/10[ $\text{sec}$ ]単位で設定可能)
メモリー数	6メモリー(回転数・遠心力・タイム・加速・減速)
ステップモード	3メモリー
密度勾配モード	1メモリー
$\times g \cdot \text{sec}$ モード	(1.00~9.99) $\times 10^9$ [ $\times g \cdot \text{sec}$ ]
加速	3段階選択方式
減速	3段階選択方式・自然減速選択方式
電圧変動	$\pm 10\%$ (90から110[V])以内
プラグ形状	JIS C 8303用 アース接続線付
電源	単相 AC100[V] 10[A] 1.0[kVA] 50/60[Hz]
寸法	本体:幅450 $\times$ 奥行530 $\times$ 高さ376[mm]
重量	42.0[kg]

ロータ 一覧(ロータのみのご注文の際には、本体型式をお知らせ下さい。)

☆H-36α用金属バケツ及び樹脂ケースは4個/組です。

☆ご使用中のチューブ寸法が遠心バケツと合わない場合、そのチューブに合わせて製作いたします。(オプション)

ロータ	金属バケツ (4個/組)	樹脂ケース (4個/組)	容量(ml×本数)	チューブ径 (φmm)	チューブ長 (Lmm)	回転半径 (cm)	最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (×g)	価格(円)
RF-110 スイング									
		PA-110	10ml×48本	13.0	110	15.9	3,500	2,180	45,000
		PB-110	15ml×32本	16.5	105	15.4	3,500	2,110	45,000
	MC-110		50ml×4本	35.0	100	16.5	5,000	4,620	45,000
		PD-110	(カルチャーチューブ)15ml×16本			16.8	3,500	2,300	45,000
	ME-110		50ml×8本	35.0	100	16.5	3,500	2,260	80,000
	MF-110		100ml×4本	45.0	120	16.0	4,000	2,860	80,000
		PG-110	(ハイレックス)14ml×16本	16.0	125	16.7	3,500	2,290	50,000
	MES-110		(カルチャーチューブ)50ml×8本(ADS-012)	29.5	120				200,000
		ADS-012	抗酸菌用アダプタ(シーリングキャップ付)			16.5	4,100	3,100	100,000
RF-120 スイング									
	MT-100	PA-120~PF120使用時はMT-100が必要です。							50,000
		PA-120	10ml×72本	13.0	110				45,000
		PB-120	15ml×40本	16.5	105				45,000
		PC-120	50ml×8本	35.0	100	15.7	3,500	2,150	45,000
		PD-120	(カルチャーチューブ)15ml×24本						45,000
		PE-120	(カルチャーチューブ)50ml×8本						45,000
		PF-120	RIAチューブ(シオノキ)×84本	12.0	75				45,000
	MG-120		100ml×4本	45.0	120	17.0	4,000	3,040	100,000
RF-121 スイング									
	MT-104	PA-121~PN-121使用時はMT-104が必要です。							55,000
		PA-121	10ml×84本	13.0	110				50,000
		PB-121	15ml×48本	16.5	105				50,000
		PC-121	50ml×16本	35.0	100	16.4	3,500	2,250	50,000
		PD-121	(カルチャーチューブ)15ml×32本						50,000
		PE-121	(カルチャーチューブ)50ml×16本						50,000
		PF-121	RIAチューブ(シオノキ)×100本	12.0	75				50,000
		PG-121	250ml(ナルゲン)×4本						50,000
		PM-121	100ml×4本	45.0	120				お問合せ下さい
		PN-121	15ml×60本	16.5	105		3,000	1,620	お問合せ下さい
RF-126 スイング									
	MT-109	PA-126~PM-126使用時はMT-109が必要です。							100,000
		PA-126	10ml×100本	13.0	110				60,000
		PB-126	15ml×72本	16.5	105				60,000
		PC-126	50ml×16本	35.0	100	16.4	3,500	2,250	60,000
		PD-126	(カルチャーチューブ)15ml×36本						60,000
		PE-126	(カルチャーチューブ)50ml×16本						60,000
		PF-126	RIAチューブ(シオノキ)×120本	12.0	75				60,000
		PG-126	250ml(ナルゲン)×4本						60,000
		PM-126	100ml×4本	45.0	120				60,000
RF-122A	スイング	120孔マイクロプレート8枚(4枚×2ヶ所架)				13.4	2,000	600	お問合せ下さい
RF-123A		96孔マイクロプレート4枚(2枚×2ヶ所架)							お問合せ下さい
RA-321	アングル	(カルチャーチューブ)50ml×8本				12.6	6,000	5,070	お問合せ下さい
RA-501		1.5(2.0)ml×12本ロータ				6.4	6,000	2,600	お問合せ下さい

使用例



架台 ¥100,000(税別)



※スイングローターの写真はロータとバケツ、樹脂ケース等を組み合わせたものです。ご不明な点はお問い合わせください。

※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。



http://www.kokusan.co.jp

E-mail: info@kokusan.co.jp

■東京営業部 〒338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀7-8-16  
TEL(048)853-5531(代) FAX(048)853-7877

■大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-13-6(田井中ビル)  
TEL(06)6308-7326(代) FAX(06)6308-7327

■九州営業所 〒802-0002 北九州市小倉北区京町3-14-11(五十鈴ビル本館502号)  
TEL(093)533-1435(代) FAX(093)533-1436

※本仕様及び価格は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

Copyright ©2021 kokusan Corporation, All Rights Reserved. 20210701