

冷却高速遠心機 H-2000B

HIGH-SPEED REFRIGERATED CENTRIFUGE



※ 画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

〈本体価格〉 **¥2,400,000** (税別)

型式	H-2000B
分類	冷却高速遠心機
最高回転数	22,000[rpm] (AN使用時)
最大遠心力	49,840[×g] (Bn1使用時)
最大容量	3,000[mL]
制御	マイクロコンピュータ及びインバータ制御
回転計	デジタル表示 100~22,000[rpm] (10/100[rpm]単位で設定可能)
遠心力計	デジタル表示 10~43,330[×g] (10/100[×g]単位で設定可能)
温度計	デジタル表示 -45[°C]~45[°C] 1°C単位で設定可能
タイマー	デジタル表示 ホールド付 1~999[min] 1/10[min]単位で設定可能 デジタル表示 ホールド付 1~999[sec] 1/10[sec]単位で設定可能
メモリー数	6メモリー(回転数・温度・遠心力・タイム・加速・減速)
ステップ運転	3メモリー
密度勾配モード	1メモリー
加速	3段階選択方式
減速	3段階選択方式・自然減速選択方式
モータ	高周波モータ(カーボンレス)
電源	AC200[V] 3φ 30[A] 10[kVA] ※電源コード先端は端子出しにて出荷致します。
寸法	本体:幅680×奥行780×高さ1,100[mm] (テーブル面までの高さ870mm)
重量	260.0[kg]

ローター一覧 (ロータのみのご注文の際には、本体型式をお知らせ下さい。)


型式	容量(チューブ寸法*1直径×長さmm)	回転半径	最高回転数	最大遠心力	価格(円)	
アングルロータ	AN	10ml×12本 (φ16×82mm)	8.0cm	22,000rpm	43,330×g	480,000
	AN1	10ml×16本 (φ16×82mm)	8.8cm	21,000rpm	43,430×g	480,000
	BN1	50ml×8本 (φ29×108mm)	10.1cm	21,000rpm	49,840×g	480,000
	BN3	50ml×6本 (φ35×100mm)	10.1cm	20,000rpm	45,210×g	480,000
	BN4-8A	50ml×8本(TC) (φ29×116mm)	12.5cm	16,000rpm	35,810×g	価格はお問合せ下さい
	IN	100ml×6本 (φ45×115mm)	11.5cm	16,000rpm	32,940×g	550,000
	LN	250ml×6本 (φ62×125mm)	14.1cm	12,000rpm	22,720×g	650,000
	MN1	500ml×6本 (φ69×168mm)	15.9cm	10,000rpm	17,790×g	980,000
土壌用ロータ	TN脱水用	pF値: 4.2pF 8,300rpm/7,170×g	9.3cm	10,000rpm	10,410×g	価格はお問合せ下さい
	UN採取用	pF値: 4.2pF 8,700rpm/7,280×g	8.6cm	10,000rpm	9,620×g	価格はお問合せ下さい
微量用ロータ	RH-210	1.5(2.0)ml×24本 アングル	9.0cm	21,000rpm	44,410×g	価格はお問合せ下さい
連続無菌式ロータ	NN	500ml(アルミ)	7.3cm	18,000rpm	26,470×g	価格はお問合せ下さい
	NNS	500ml(ステン)	7.3cm	16,000rpm	20,910×g	価格はお問合せ下さい
	ON	1,000ml(アルミ)	8.4cm	16,000rpm	24,060×g	価格はお問合せ下さい
	ONS	2,000ml(ステン)	8.4cm	14,000rpm	18,420×g	価格はお問合せ下さい
	ON1	2,000ml(アルミ)	10.1cm	14,000rpm	22,150×g	価格はお問合せ下さい
	ON1S	2,000ml(ステン)	10.1cm	12,000rpm	16,280×g	価格はお問合せ下さい
	ON2	3,000ml(アルミ)	12.5cm	10,000rpm	13,990×g	価格はお問合せ下さい
連続コレクタ式ロータ	PN	500ml(アルミ)	7.3cm	18,000rpm	26,470×g	価格はお問合せ下さい
	PNS	500ml(ステン)	7.3cm	16,000rpm	20,910×g	価格はお問合せ下さい
	QN	1,000ml(アルミ)	8.4cm	16,000rpm	24,060×g	価格はお問合せ下さい
	QNS	1,000ml(ステン)	8.4cm	14,000rpm	18,420×g	価格はお問合せ下さい
	RN	2,000ml(アルミ)	10.1cm	16,000rpm	28,930×g	価格はお問合せ下さい
	RNS	2,000ml(アルミ)	10.1cm	14,000rpm	22,150×g	価格はお問合せ下さい
	CKN1	コレクタ(ステンレス)	PN,QN,RN,PNS,QNS,RNS用			価格はお問合せ下さい

*1 チューブ寸法は参考値です。
※掲載価格は税別です。



槽内の氷結について

運転前に氷の除去と水抜きを行って下さい。
前面下部の左下にある排水口から水抜きを行ってください。



電源は三相AC200V 50Hzまたは60Hz
電流容量30A以上で電圧変動
180V~220V範囲のナイススイッチ
またはブレーカに電源コードを直接接続して下さい。

※ 画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。



http://www.kokusan.co.jp

E-mail: info@kokusan.co.jp

■東京営業部 〒338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀7-8-16
TEL(048)853-5531(代) FAX(048)853-7877
■大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-13-6(田井中ビル)
TEL(06)6308-7326(代) FAX(06)6308-7327
■九州営業所 〒802-0002 北九州市小倉北区京町3-14-11(五十鈴ビル本館502号)
TEL(093)533-1435(代) FAX(093)533-1436

※本仕様及び価格は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

Copyright ©2021kokusan Corporation, All Rights Reserved. 20210701

