

令和4年6月吉日

お取引先各位

株式会社 コクサン
埼玉県さいたま市桜区西堀 7-8-16
TEL：048-853-5531(代)
FAX：048-853-7877

価格改定のお知らせ

拝啓 五月雨に潤う入梅の候、貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素はひとかたならぬお引立てにあずかり厚く御礼申し上げます。

弊社は、令和4年7月1日より、製品の価格を改定させていただきます。

人件費を含む製造コストの高騰を吸収するべく企業努力を重ねてまいりましたが、
大変厳しい状況下の為、企業努力では吸収しきれない状況です。

今後も企業努力を行ないながら、品質の維持・向上に努めながら、安全な商品を継続し
てお届けできる様に、ご満足いただける商品の提供に努めてまいります。

第三段階として以下4機種の価格を改定させていただきます。

1. 対象製品： 卓上多本架遠心機 H-40 α 、
多本架遠心機 H-80 α 、冷却多本架遠心機 H-80R α 、
冷却大容量遠心機 HL-7 α 1
2. 改定時期： 令和4年7月1日
3. 改定内容： 上記製品及び付属品
改定された価格については、弊社 HP 内掲載製品カタログを
ご参照願います。

また他製品ラインナップも随時改定を行う予定となっております。

決定次第、改定のお知らせを行わせていただきます。

何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。

敬具

卓上多本架遠心機 H-40α

TABLE-TOP CENTRIFUGE

卓上多本架遠心機の決定版！



※ 画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

〈本体価格〉 **¥480,000** (税別)

型式	H-40α
分類	卓上多本架遠心機
最高回転数	15,000[rpm] (RA-701使用時)
最大遠心力	16,110[×g] (RA-701使用時)
最大容量	3,200[mL] (RF-400・MI-400、RF-413・MK-413使用時使用時)
制御	マイクロコンピューター及びインバーター制御
回転計	デジタル表示 100～15,000[rpm] (10/100[rpm]単位で設定可能)
モーター	インダクションモーター
ヒューズ	10A 250V 耐ラッシュ (6.35×30) 定格遮断電流 250A
電源	単相 AC100[V] 10[A] 1.0[kVA] 50/60[Hz]
定格・電撃保護	連続・クラス I 機器
電流容量・電圧変動	10[A]・±10%(90～110[V])以内
プラグ形状	JIS C 8303用 アース接続線付
遠心力計	デジタル表示 10～16,110[×g] (10/100[×g]単位で設定可能)
タイマー	デジタル表示 ホールド付 1～999[min] (1/10[min]単位で設定可能) デジタル表示 ホールド付 1～999[sec] (1/10[sec]単位で設定可能)
メモリー数	6メモリー(回転数・遠心力・タイム・加速・減速)
ステップ運転	3メモリー
密度勾配モード	1メモリー
加速	3段階選択方式
減速	3段階選択方式・自然減速選択方式
回転インジゲータ	停止・運転中・LED表示(ランプ 9個・緑・赤・オレンジ)
寸法	本体:幅525×奥行637×高さ413[mm]
重量	67.0[kg]

ロータ 一覧 (ロータのみのご注文の際には、本体型式をお知らせ下さい。) ☆H-40 α用金属ハケット及び樹脂ケースは4個/組です。

ロータ	金属ハケット (4個/組)	樹脂ケース (4個/組)	容量(ml×本数)	チューブ径 (φmm)	チューブ長 (Lmm)	回転半径 (cm)	最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (×g)	価格(円)					
RF-400 スイング									260,000					
	MT-150	PA-400~PH-400使用時はMT-150が必要です。							120,000					
		PA-400	10ml×120本	13.0	110	18.1	3,300	2,210	65,000					
		PB-400	15ml×80本	16.5	105				65,000					
		PC-400	50ml×20本	35.5	105				65,000					
		PD-400	(カルチャーチューブ)15ml×48本	17.0	120				65,000					
		PE-400	(カルチャーチューブ)50ml×20本	29.0	116				65,000					
		PF-400	RIAチューブ(シオノキ)×168本	12.0	75				65,000					
		PG-400	100ml×8本	45.0	120				65,000					
		PH-400	500ml×4本(ステン管)	81.0	120				65,000					
	MI-400	800ml×4本(ステン管)							19.0	3,300	2,320	160,000		
	MJ-400	96孔マイクロプレート×16枚							16.2	2,000	730	160,000		
	MK-400	ナルゲン500ml(シーリングキャップ付)×4本							69.5	158.8	20.0	3,300	2,440	190,000
	ML-400	ご希望のチューブに合わせて製作いたします。							20.1	3,300	2,450	190,000		
	MM-400	250ml×4本(ガラス管)							60.0	135	19.6	3,300	2,390	230,000
	MN-400	BD7アルコンチューブ 175/225ml×4本							60.7	139.4	20.1	3,300	2,450	230,000
RF-410 スイング									280,000					
	MI-410	PA-410~ST-410使用時はMI-410が必要です。バイオハザード対策シールドカバー付。							300,000					
		PA-410	10ml×112本	13.0	110	19.0	4,000	3,400	70,000					
		PB-410	15ml×68本	16.5	105				70,000					
		PC-410	50ml×16本	35.0	100				70,000					
		PD-410	カルチャーチューブ15ml×48本	17.0	120				70,000					
		PE-410	カルチャーチューブ50ml×20本	29.0	116				70,000					
		PF-410	RIAチューブ(シオノキ)×136本	12.0	75				70,000					
		PG-410	100ml×8本	45.0	120				70,000					
		ST-410	400ml血液パック(ダブル)×4本						150,000					
RF-420 スイング									価格はお問合せ下さい。					
	MT-186	PA-420~PH-420使用時はMT-186が必要です。							価格はお問合せ下さい。					
		PA-420	10ml×116本	13.0	110	18.0	3,300	2,200	価格はお問合せ下さい。					
		PB-420	15ml×96本	17.2	110				価格はお問合せ下さい。					
		PC-420	50ml×16本	35.0	100				価格はお問合せ下さい。					
		PD-420	カルチャーチューブ15ml×40本	17.0	120				価格はお問合せ下さい。					
		PE-420	カルチャーチューブ50ml×16本	29.0	116				価格はお問合せ下さい。					
		PF-420	RIAチューブ(シオノキ)×168本	12.0	75				価格はお問合せ下さい。					
		PG-420	100ml×8本	45.0	120				価格はお問合せ下さい。					
		PH-420	500ml×4本(ステン管)	81.0	120				価格はお問合せ下さい。					
	MK-420	ナルゲン450ml×4本							13.0	110	価格はお問合せ下さい。			
	ML-420	ご希望のチューブに合わせて製作いたします。							価格はお問合せ下さい。					
	MM-420	250ml×4本(ガラス管)							60.0	135	価格はお問合せ下さい。			
	MN-420	ファルコンチューブ 200(150)ml×4本							60.7	139.4	価格はお問合せ下さい。			
BS	アングル	カルチャーチューブ 50ml×4本							29.0	116	8,000	8,950	価格はお問合せ下さい。	
RF-121-S	スイング	250ml×6本 カルチャーチューブ 金属1式									2,000	940.0	価格はお問合せ下さい。	
RF-122A	スイング	120孔マイクロプレート8枚(4枚×2ヶ所架)							13.4	2,000	600	価格はお問合せ下さい。		
RF-123A		96孔マイクロプレート4枚(2枚×2ヶ所架)										価格はお問合せ下さい。		
RF-124F		96孔マイクロプレート8枚(2枚×4ヶ所架)										15.7	3,000	1,580
RA-321	アングル	カルチャーチューブ 50ml×8本(レジオネラ菌対応)							29.0	116	12.6	6,000	5,070	価格はお問合せ下さい。
RA-350TC		カルチャーチューブ 50ml×4本							29.0	116	8.8	11,000	11,900	価格はお問合せ下さい。
RA-701		1.5ml×12本ロータ							9.5~10.5	36~41	6.4	15,000	16,110	価格はお問合せ下さい。
RF-413 スイング 環境分析専用ロータ 3,000×g 対応									280,000					
	MK-413	MK-413専用ポトル									19.0	3,800	3,070	190,000



※掲載価格は税別です。

環境分析用ロータ(3,000×g対応)をご希望の方は弊社営業部までお問合せ下さい。



http://www.kokusan.co.jp

E-mail: info@kokusan.co.jp

■東京営業部 〒338-0832 さいたま市桜区西堀7-8-16
TEL(048)853-5531(代) FAX(048)853-7877
■大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-13-6(田井中ビル)
TEL(06)6308-7326(代) FAX(06)6308-7327
■九州営業所 〒802-0002 北九州市小倉北区京町3-14-11(五十鈴ビル本館502号)
TEL(093)533-1435(代) FAX(093)533-1436
※本仕様及び価格は製品改良のため、予告なく変更することがあります。



Copyright ©2021 kokusan Corporation, All Rights Reserved. 20210701

多本架遠心機 H-80 α

MULTIPURPOSE FLOOR CENTRIFUGE

多本架遠心機の決定版！




※ 画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

〈本体価格〉 **¥590,000** (税別)

型式	H-80 α
分類	多本架遠心機
最高回転数	15,000[rpm] (RA-701使用時)
最大遠心力	16,110[$\times g$] (RA-701使用時)
最大容量	3,200[m ℓ] (RF-400・MI-400使用時)
制御	マイクロコンピューター及びインバーター制御
回転計	デジタル表示 100~15,000[rpm] (10/100[rpm]単位で設定可能)
モーター	インダクションモーター
ヒューズ	10A 250V 耐ラッシュ (6.35 \times 30)定格遮断電流 250A
電源	単相 AC100[V] 10[A] 1.0[kVA] 50/60[Hz]
定格・電撃保護	連続・クラス I 機器
電流容量・電圧変動	10[A]・ $\pm 10\%$ (90~110[V])以内
プラグ形状	JIS C 8303用 アース接続線付
回転計	デジタル表示 100~15,000[rpm] (10/100[rpm]単位で設定可能)
遠心力計	デジタル表示 10~16,110[$\times g$] (10/100[$\times g$]単位で設定可能)
タイマー	デジタル表示 ホールド付 1~999[min]/1~999[sec]
メモリー数	6メモリー(回転数・遠心力・タイム・加速・減速)
ステップ運転	6ステップ \times 3メモリー
密度勾配モード	1メモリー
加速	3段階選択方式
減速	3段階選択方式・自然減速選択方式
回転インジゲータ	停止・運転中・LED表示(ランプ 9個・緑・赤・オレンジ)
寸法	本体:幅515 \times 奥行660 \times 高さ855[mm]
重量	79.0[kg]

ロータ 一覧 (ロータのみのご注文の際には、本体型式をお知らせ下さい。) ☆H-80 α用金属ハケット及び樹脂ケースは4個/組です。

ロータ	金属ハケット (4個/組)	樹脂ケース (4個/組)	容量(ml×本数)	チューブ径 (φmm)	チューブ長 (Lmm)	回転半径 (cm)	最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (×g)	価格(円)					
RF-400 スイング									260,000					
	MT-150	PA-400~PH-400使用時はMT-150が必要です。							120,000					
		PA-400	10ml×120本	13.0	110	18.1	3,300	2,210	65,000					
		PB-400	15ml×80本	16.5	105				65,000					
		PC-400	50ml×20本	35.5	105				65,000					
		PD-400	(カルチャーチューブ)15ml×48本	17.0	120				65,000					
		PE-400	(カルチャーチューブ)50ml×20本	29.0	116				65,000					
		PF-400	RIAチューブ(シオノギ)×168本	12.0	75				65,000					
		PG-400	100ml×8本	45.0	120				65,000					
		PH-400	500ml×4本(ステン管)	81.0	120				65,000					
	MI-400	800ml×4本(ステン管)							160,000					
	MJ-400	96孔マイクロプレート×16枚							160,000					
	MK-400	ナルゲン500ml(シーリングキャップ付)×4本							190,000					
	ML-400	ご希望のチューブに合わせて製作いたします。							190,000					
	MM-400	250ml×4本(ガラス管)							230,000					
	MN-400	BDファルコンチューブ 175/225ml×4本							230,000					
RF-410 スイング									280,000					
	MI-410	PA-410~ST-410使用時はMI-410が必要です。バイオハザード対策シールドカバー付。							300,000					
		PA-410	10ml×112本	13.0	110	19.0	4,000	3,400	70,000					
		PB-410	15ml×68本	16.5	105				70,000					
		PC-410	50ml×16本	35.0	100				70,000					
		PD-410	カルチャーチューブ 15ml×48本	17.0	120				70,000					
		PE-410	カルチャーチューブ 50ml×20本	29.0	116				70,000					
		PF-410	RIAチューブ(シオノギ)×136本	12.0	75				70,000					
		PG-410	100ml×8本	45.0	120				70,000					
		ST-410	400ml血液ハック(ダブル)×4本						150,000					
RF-420 スイング									価格はお問合せ下さい。					
	MT-186	PA-420~PH-420使用時はMT-186が必要です。							価格はお問合せ下さい。					
		PA-420	10ml×116本	13.0	110	18.0	3,300	2,200	価格はお問合せ下さい。					
		PB-420	15ml×96本	17.2	110				価格はお問合せ下さい。					
		PC-420	50ml×16本	35.0	100				価格はお問合せ下さい。					
		PD-420	カルチャーチューブ 15ml×40本	17.0	120				価格はお問合せ下さい。					
		PE-420	カルチャーチューブ 50ml×16本	29.0	116				価格はお問合せ下さい。					
		PF-420	RIAチューブ(シオノギ)×168本	12.0	75				価格はお問合せ下さい。					
		PG-420	100ml×8本	45.0	120				価格はお問合せ下さい。					
		PH-420	500ml×4本(ステン管)	81.0	120				価格はお問合せ下さい。					
	MK-420	ナルゲン450ml×4本							価格はお問合せ下さい。					
	ML-420	ご希望のチューブに合わせて製作いたします。							価格はお問合せ下さい。					
	MM-420	250ml×4本(ガラス管)							価格はお問合せ下さい。					
	MN-420	ファルコンチューブ 200(150)ml×4本							価格はお問合せ下さい。					
BS	アングル	カルチャーチューブ 50ml×4本							29.0	116	8,000	8,950	価格はお問合せ下さい。	
RF-121-S	スイング	250ml×6本 カルチャーチューブ金属1式									2,000	940.0	価格はお問合せ下さい。	
RF-122A	スイング	120孔マイクロプレート8枚(4枚×2ヶ所架)									13.4	2,000	600	価格はお問合せ下さい。
RF-123A		96孔マイクロプレート4枚(2枚×2ヶ所架)												価格はお問合せ下さい。
RF-124F		96孔マイクロプレート8枚(2枚×4ヶ所架)												15.7
RA-321	アングル	カルチャーチューブ 50ml×8本(レジオネラ菌対応)							29.0	116	12.6	6,000	5,070	価格はお問合せ下さい。
RA-350TC		カルチャーチューブ 50ml×4本							29.0	116	8.8	11,000	11,900	価格はお問合せ下さい。
RA-701		1.5ml×12本ロータ							9.5~10.5	36~41	6.4	15,000	16,110	価格はお問合せ下さい。
RF-413 スイング 環境分析専用ロータ 3,000×g 対応									280,000					
	MK-413	MK-413専用ボトル									19.0	3,800	3,070	190,000



※掲載価格は税別です。

環境分析用ロータ(3,000×g対応)をご希望の方は弊社営業部までお問合せ下さい。



http://www.kokusan.co.jp

E-mail: info@kokusan.co.jp

■東京営業部 〒338-0832 さいたま市桜区西堀7-8-16
TEL(048)853-5531(代) FAX(048)853-7877
■大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-13-6(田井中ビル)
TEL(06)6308-7326(代) FAX(06)6308-7327
■九州営業所 〒802-0002 北九州市小倉北区京町3-14-11(五十鈴ビル本館502号)
TEL(093)533-1435(代) FAX(093)533-1436
※本仕様及び価格は製品改良のため、予告なく変更することがあります。



Copyright ©2021 kokusan Corporation, All Rights Reserved. 2021070

冷却多本架遠心機 H-80R α

MULTIPURPOSE FLOOR REFRERATED CENTRIFUGE

冷却多本架遠心機の決定版！




※ 画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

〈本体価格〉 **¥930,000** (税別)

型式	H-80R α
分類	冷却多本架遠心機
最高回転数	15,000[rpm] (RA-701使用時)
最大遠心力	16,110[$\times g$] (RA-701使用時)
最大容量	3,200[mL] (RF-400・MI-400使用時)
制御	マイクロコンピューター及びインバーター制御
回転計	デジタル表示 100~15,000[rpm] (10/100[rpm]単位で設定可能)
モーター	インダクションモーター
ヒューズ	15A 250V 耐ラッシュ (6.35 \times 30) 定格遮断電流 250A
電源	単相 AC100[V] 15[A] 1.0[kVA] 50/60[Hz]
定格・電撃保護	連続・クラス I 機器
電流容量・電圧変動	15[A]・ $\pm 10\%$ (90~110[V])以内
プラグ形状	JIS C 8303用 アース接続線付
遠心力計	デジタル表示 10~16,110[$\times g$] (10/100[$\times g$]単位で設定可能)
タイマー	デジタル表示 ホールド付 1~999[min.]/1~999[sec.]
遠心力積算($\times g \cdot \text{sec}$)	1.00~4.00 $\times 10^0$ [$\times g \cdot \text{sec}$]
メモリー数	6メモリー(回転数・遠心力・温度・タイム・加速・減速)
ステップ運転	6ステップ \times 3メモリー
密度勾配モード	1メモリー
加速	3段階選択方式
減速	3段階選択方式・自然減速選択方式
回転インジゲータ	停止・運転中・LED表示(ランプ 9個・緑・赤・オレンジ)
温度設定範囲	デジタル表示 -45[$^{\circ}\text{C}$]~+45[$^{\circ}\text{C}$]
冷凍機	空冷凝縮式(使用冷媒:R404A)
寸法	本体:幅515 \times 奥行660 \times 高さ855[mm]
重量	112.0[kg]

ロータ 一覧 (ロータのみのご注文の際には、本体型式をお知らせ下さい。) ☆H-80R α用金属ハケット及び樹脂ケースは4個/組です。

ロータ	金属ハケット (4個/組)	樹脂ケース (4個/組)	容量(ml×本数)	チューブ径 (φmm)	チューブ長 (Lmm)	回転半径 (cm)	最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (×g)	価格(円)					
RF-400 スイング									260,000					
	MT-150	PA-400~PH-400使用時はMT-150が必要です。							120,000					
		PA-400	10ml×120本	13.0	110	18.1	3,300	2,210	65,000					
		PB-400	15ml×80本	16.5	105				65,000					
		PC-400	50ml×20本	35.5	105				65,000					
		PD-400	カルチャーチューブ 15ml×48本	17.0	120				65,000					
		PE-400	カルチャーチューブ 50ml×20本	29.0	116				65,000					
		PF-400	RIAチューブ(シオノキ)×168本	12.0	75				65,000					
		PG-400	100ml×8本	45.0	120				65,000					
		PH-400	500ml×4本(ステン管)	81.0	120				65,000					
	MI-400	800ml×4本(ステン管)							160,000					
	MJ-400	96孔マイクロプレート×16枚							160,000					
	MK-400	ナルゲン500ml(シーリングキャップ付)×4本							190,000					
	ML-400	ご希望のチューブに合わせて製作いたします。							190,000					
	MM-400	250ml×4本(ガラス管)							230,000					
	MN-400	BDファルコンチューブ 175/225ml×4本							230,000					
RF-410 スイング									280,000					
	MI-410	PA-410~ST-410使用時はMI-410が必要です。バイオハザード対策シールドカバー付。							300,000					
		PA-410	10ml×112本	13.0	110	19.0	4,000	3,400	70,000					
		PB-410	15ml×68本	16.5	105				70,000					
		PC-410	50ml×16本	35.0	100				70,000					
		PD-410	カルチャーチューブ 15ml×48本	17.0	120				70,000					
		PE-410	カルチャーチューブ 50ml×20本	29.0	116				70,000					
		PF-410	RIAチューブ(シオノキ)×136本	12.0	75				70,000					
		PG-410	100ml×8本	45.0	120				70,000					
		ST-410	400ml血液バック(ダブル)×4本						150,000					
RF-420 スイング									価格はお問合せ下さい。					
	MT-186	PA-420~PH-420使用時はMT-186が必要です。							価格はお問合せ下さい。					
		PA-420	10ml×116本	13.0	110	18.0	3,300	2,200	価格はお問合せ下さい。					
		PB-420	15ml×96本	17.2	110				価格はお問合せ下さい。					
		PC-420	50ml×16本	35.0	100				価格はお問合せ下さい。					
		PD-420	カルチャーチューブ 15ml×40本	17.0	120				価格はお問合せ下さい。					
		PE-420	カルチャーチューブ 50ml×16本	29.0	116				価格はお問合せ下さい。					
		PF-420	RIAチューブ(シオノキ)×168本	12.0	75				価格はお問合せ下さい。					
		PG-420	100ml×8本	45.0	120				価格はお問合せ下さい。					
		PH-420	500ml×4本(ステン管)	81.0	120				価格はお問合せ下さい。					
	MK-420	ナルゲン450ml×4本							価格はお問合せ下さい。					
	ML-420	ご希望のチューブに合わせて製作いたします。							価格はお問合せ下さい。					
	MM-420	250ml×4本(ガラス管)							価格はお問合せ下さい。					
	MN-420	ファルコンチューブ 200(150)ml×4本							価格はお問合せ下さい。					
BS	アングル	カルチャーチューブ 50ml×4本							29.0	116	8,000	8,950	価格はお問合せ下さい。	
RF-121-S	スイング	250ml×6本 カルチャーチューブ 金属1式									2,000	940.0	価格はお問合せ下さい。	
RF-122A	スイング	120孔マイクロプレート8枚(4枚×2ヶ所架)							13.4	2,000	600	価格はお問合せ下さい。		
RF-123A		96孔マイクロプレート4枚(2枚×2ヶ所架)										価格はお問合せ下さい。		
RF-124F		96孔マイクロプレート8枚(2枚×4ヶ所架)										15.7	3,000	1,580
RA-321	アングル	カルチャーチューブ 50ml×8本(レジオネラ菌対応)							29.0	116	12.6	6,000	5,070	価格はお問合せ下さい。
RA-350TC		カルチャーチューブ 50ml×4本							29.0	116	8.8	11,000	11,900	価格はお問合せ下さい。
RA-701		1.5ml×12本ロータ							9.5~10.5	36~41	6.4	15,000	16,110	価格はお問合せ下さい。
RF-413 スイング 環境分析専用ロータ 3,000×g 対応									280,000					
	MK-413	MK-413専用ボトル									19.0	3,800	3,070	190,000



※掲載価格は税別です。

環境分析用ロータ(3,000×g対応)をご希望の方は弊社営業部までお問合せ下さい。



http://www.kokusan.co.jp

E-mail: info@kokusan.co.jp

■東京営業部 〒338-0832 さいたま市桜区西堀7-8-16
 TEL(048)853-5531(代) FAX(048)853-7877
 ■大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-13-6(田井中ビル)
 TEL(06)6308-7326(代) FAX(06)6308-7327
 ■九州営業所 〒802-0002 北九州市小倉北区京町3-14-11(五十鈴ビル本館502号)
 TEL(093)533-1435(代) FAX(093)533-1436
 ※本仕様及び価格は製品改良のため、予告なく変更することがあります。



Copyright ©2021 kokusan Corporation. All Rights Reserved. 20210701

冷却大容量遠心機 HL-7α1

Cooling large capacity centrifuge

1台で多本架から大容量まで多目的に対応可能！



※ 画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

〈本体価格〉 **¥3,400,000** (税別)

型式	HL-7α1
分類	冷却大容量遠心機
最高回転数	8,000[rpm]
最大遠心力	14,040[×g]
温度計	-45[°C]~45[°C] デジタル表示
制御方式	マイクロコンピューター及びインバータ制御
電源	AC200[V] 3φ 30[A] 10[kVA] (50[Hz]または60[Hz]) ※電源コード先端は端子出しにて出荷致します。
電流容量・電圧変動	30[A]以上・180[V]~220[V]
回転計	デジタル表示 100~8,000[rpm]
タイマー	デジタル表示 ホールド付 1~999[min]
モーター	高周波モーター
寸法	本体:幅785×奥行1,063×高さ999[mm]
重量	本体:300[kg]
加速	3段階選択方式
減速	3段階選択方式・自然減速
×g・secモード	1.00~9.99×10 ⁹ [×g・sec]
記録数	6メモリー
ステップモード	6ステップ
密度勾配モード	有り

※HL-7α1型用金属バケツ及び樹脂ケースは4個/組です。※蓋がある際は、蓋の長さも含んだ長さとなります。
 ※ご使用中のチューブ寸法が遠心バケツと合わない場合、そのチューブに合わせて製作致します。(オプション)

ロータ	金属バケツ (4個/組)	樹脂ケース (4個/組)	容量(ml×本数)	チューブ径 (φmm)	チューブ長 (Lmm)	回転半径 (cm)	最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (×g)	価格(円)
RF-210 スイング									900,000
	MT-105	PA-210~PG-210使用時はMT-105が必要です。							850,000
		PA-210	10ml×240本	12.5~13.3	80~110	24.3	3,000	2,450	170,000
		PB-210	15ml×200本	15.0~16.5	80~105				170,000
		PC-210	50ml×40本	27.0~35	80~100				170,000
		PD-210	100ml×16本	43.5~45.0	80~120				170,000
		PE-210	15ml×96本(TC)	17.0	120				170,000
		PF-210	50ml×40本(TC)	29.0	116				170,000
		PG-210	RIAチューブ(シオノギ)×420本	10.5~12.0	60~75				170,000
RF-213	3,000ml×4本 ロータセット			154	190				27.8
RF-214	1,000ml×6本(450ml血液パック使用可)ロータセット ※ポリ管用またはステン管用をお選びください。			97.7~100	140~180.2	25.0	5,000	6,990	1,300,000

<使用例>



RF-210 ロータセット
(RF-210+MT-105+PB-210)




RF-213 ロータセット
(RF-213+MI-213)



RF-214 ロータセット
(RF-214+MI-214)

※ロータにはサンプルチューブは含まれません。




電源は三相AC200V 50Hzまたは60Hz
 電流容量30A以上で電圧変動
 180V~220V範囲のナイススイッチ
 またはブレーカに電源コードを直接
 接続して下さい。

電源は三相AC200[V]・50[Hz]または60[Hz]・電流容量30[A]以上で電圧変動180~220Vの
 範囲内のブレーカーに電源コードを直接接続して下さい。
 ご指示が無い場合は、電源コード先端は下図の様に端子出しにて出荷致します。

3φ 200[V]専用プラグをご用意して下さい。
 接続配線に於いてはお客様にて行って頂きます。
 (例図)



電源コード先端



※掲載価格は税別です。

※ 画像はイメージです。実際とは異なる場合があります

