

# 冷却小型遠心機 H-60R

FLOOR REFRIGERATED CENTRIFUGE

より使いやすさを追求！ステップモード運転も更に進化！



※ 画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

〈 本体価格 〉 **¥ 800,000** (税別)

型式	H-60R
分類	冷却小型遠心機
最高回転数	15,000[rpm] (RA-701使用時)
最大遠心力	16,110[×g] (RA-701使用時)
最大容量	1,080[mL](RF-126・MT-109・PB-126使用時)
制御	マイクロコンピューター及びインバータ制御
回転計	デジタル表示 100～15,000[rpm] (10/100[rpm]単位で設定可能)
遠心力計	デジタル表示 10～16,110[×g] (10/100[×g]単位で設定可能)
タイマー	デジタル表示 ホールド付 1～999[min] (1/10[min]単位で設定可能) デジタル表示 ホールド付 1～999[sec] (1/10[sec]単位で設定可能)
メモリー数	6メモリー(回転数・遠心力・温度・タイム・加速・減速)
ステップモード	3メモリー
密度勾配モード	1メモリー
×g・secモード	1.00～9.99×10 <sup>9</sup> [×g・sec]
加速	3段階選択方式
減速	3段階選択方式+自然減速
モータ	高周波モータ(カーボンレス)
ヒューズ	15A 250V 耐ラッシュ(6.35×30) 定格遮断電流 250A
温度計	デジタル表示 -45[°C]～45[°C] 1°C単位で設定可能
電源	単相 AC100[V] 15[A] 1.5[kVA]
電流容量・電圧変動	15[A]以上・90[V]～110[V]
定格・電撃保護	連続・クラス I 機器
寸法	幅480×奥行633×高さ850[mm]
重量	85.0[kg]



ロータ 一覧(ロータのみのご注文の際には、本体型式をお知らせ下さい。)

☆H-60R用金属バケツ及び樹脂ケースは4個/組です。

☆ご使用中のチューブ寸法が遠心バケツと合わない場合、そのチューブに合わせて製作いたします。(オプション)

ロータ	金属バケツ (4個/組)	樹脂ケース (4個/組)	容量 (ml × 本数)	チューブ径 (φ mm)	チューブ長 (Lmm)	回転半径 (mm)	最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (×g)	価格 (円)	
RF-110 スイング										
		PA-110	10ml × 48本	12.5~13.0	96~110	159	3,500	2,180	110,000	
		PB-110	15ml × 32本	15.0~16.5	91~107	154	3,500	2,110	45,000	
	MC-110		50ml × 4本	27.0~35.0	98~130	165	5,000	4,620	45,000	
		PD-110	15ml × 16本(コニカル管)	17.0	120	168	3,500	2,300	45,000	
	ME-110		50ml × 8本	27.0~35.0	98~121	165	3,500	2,260	80,000	
	MF-110		100ml × 4本	43.5~45.0	103~121	160	4,000	2,860	80,000	
		PG-110	14ml × 16本(バレルックス)	14.5~16.0	100~125	167	3,500	2,290	50,000	
	MES-110		50ml × 8本(コニカル管) (ADS-012)	29.0	116	165	4,100	3,100	200,000	
		ADS-012	抗菌菌用アダプタ(シーリングキャップ付)						100,000	
RF-120 スイング										
	MT-100	PA-120~PF120使用時はMT-100が必要です。							120,000	
		PA-120	10ml × 72本	12.5~13.0	110	157	3,500	2,150	50,000	
		PB-120	15ml × 40本	15.0~16.5	105				45,000	
		PC-120	50ml × 8本	27.0~35.5	100				45,000	
		PD-120	15ml × 24本(コニカル管)	17.0	120				45,000	
		PE-120	50ml × 8本(コニカル管)	29.0	116				45,000	
		PF-120	RIAチューブ × 84本(シオノキ)	10.5~12.0	75~90				45,000	
	MG-120		100ml × 4本	43.5~45.0	109~130	170	4,000	3,040	100,000	
RF-121 スイング										
	MT-104	PA-121~PN-121使用時はMT-104が必要です。							130,000	
		PA-121	10ml × 84本	12.5~13.0	72~110	164	3,500	2,250	55,000	
		PB-121	15ml × 48本	15.5~16.5	68~109				50,000	
		PC-121	50ml × 16本	27.0~35.0	63~100				50,000	
		PD-121	15ml × 32本(コニカル管)	17.0	120				50,000	
		PE-121	50ml × 16本(コニカル管)	29.0	116				50,000	
		PF-121	RIAチューブ × 100本(シオノキ)	10.5~12.0	60~95				50,000	
		PG-121	250ml × 4本(ナルゲン)	60.0~61.8	80~125				50,000	
		PM-121	100ml × 4本	43.5~45.0	76~120				お問合せ下さい	
		PN-121	15ml × 60本	15.0~16.0	63~109	161	3,000	1,620	お問合せ下さい	
RF-126 スイング										
	MT-109	PA-126~PM-126使用時はMT-109が必要です。							150,000	
		PA-126	10ml × 100本	12.5~13.3	110	164	3,500	2,250	100,000	
		PB-126	15ml × 72本	15.0~16.5	105				60,000	
		PC-126	50ml × 16本	27.0~35.5	100				60,000	
		PD-126	15ml × 36本(コニカル管)	17.0	120				60,000	
		PE-126	50ml × 16本(コニカル管)	29.0	116				60,000	
		PF-126	RIAチューブ × 120本(シオノキ)	10.5~12.0	60~95				60,000	
		PG-126	250ml × 4本(ナルゲン)	60.0~61.8	80~125				60,000	
		PM-126	100ml × 4本	43.5~45.0	80~120				60,000	
RF-122A	スイング	120孔マイクロプレート8枚(4枚 × 2ヶ所架)					134	2,000	600	お問合せ下さい
RF-123A		96孔マイクロプレート4枚(2枚 × 2ヶ所架)								お問合せ下さい
RA-321	アングル	50ml × 8本(コニカル管)			29.0	116	126	6,000	5,070	お問合せ下さい
RA-350TC		50ml × 4本(コニカル管)					88	11,000	11,900	お問合せ下さい
RA-701		1.5ml × 12本ロータ			9.5~10.5	36~41	64	15,000	16,110	お問合せ下さい

使用例



架台 ¥100,000(税別)



※スイングローターの写真はロータとバケツ、樹脂ケース等を組み合わせたものです。ご不明な点はお問い合わせください。

※掲載価格は税別です。

※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。



http://www.kokusan.co.jp

E-mail: info@kokusan.co.jp

■ 東京営業部 〒338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀7-8-16  
TEL(048)853-5531(代) FAX(048)853-7877  
■ 大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4-13-6(田井中ビル)  
TEL(06)6308-7326(代) FAX(06)6308-7327  
■ 九州営業所 〒802-0005 福岡県北九州市小倉北区塚町2丁目1-1(角田ビル小倉902号)  
TEL(093)533-1435(代) FAX(093)533-1436  
※本仕様及び価格は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

