

冷却高速遠心機 H-201FR

HIGH-SPEED REFRIGERATED CENTRIFUGE



※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

〈本体価格〉 **¥1,400,000** (税別)

型式	H-201FR
分類	冷却高速遠心機
最高回転数	20,000[rpm] (AN使用時)
最大遠心力	35,810[×g] (AN使用時)
制御	マイクロコンピューター及びインバータ制御
回転計	デジタル表示 100~22,000[rpm] (10/100[rpm]単位で設定可能)
遠心力計	デジタル表示 10~35,810[×g] (10/100[×g]単位で設定可能)
温度計	デジタル表示 -45[°C]~45[°C] (1[°C]単位で設定可能)
タイマー	デジタル表示 ホールド付 1~999[min] (1/10[min]単位で設定可能)
	デジタル表示 ホールド付 1~999[sec] (1/10[sec]単位で設定可能)
メモリー数	6メモリー(回転数・遠心力・温度・タイム・加速・減速)
ステップ運転	3メモリー
密度勾配モード	1メモリー
加速	3段階選択方式
減速	3段階選択方式・自然減速選択方式
モータ	高周波モータ(カーボンレス)
電源	AC100[V] 1φ 15[A] 1.5[kVA]
寸法	幅467×奥行633×高さ850[mm]
重量	85.0[kg]
タイムラグヒューズ15A	6.3×2mm ガラス管入り 250V


ローター一覧 (ロータのみご注文の際には、本体型式・製造番号をお知らせ下さい。)

ローター		容量(チューブ寸法*1直径×長さmm)	回転半径 (mm)	最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (×g)	価格(円)
アングルローター	AN	10ml×12本 (φ16×82mm)	80	20,000	35,810	480,000
	AN1	10ml×16本 (φ16×82mm)	88	16,000	25,210	480,000
	BN1	50ml×8本 (φ29×108mm)	101	10,000	11,300	480,000
	BN3	50ml×6本 (φ35×100mm)	101	14,000	22,150	480,000
	BN4-8A	50ml×8本(TC) (φ29×116mm)	125	11,000	16,920	価格はお問い合わせ下さい
	IN	100ml×6本 (φ45×115mm)	115	10,000	12,870	550,000
	LN	250ml×6本 (φ62×125mm)	141	7,000	7,730	650,000
微量用ローター	RH-210	1.5(2.0)ml×24本 アングル	90	18,000	32,630	価格はお問い合わせ下さい

*1 チューブ寸法は参考値です。



※各ローター用チューブも取り揃えております。
詳しくはお問合せ下さい。



電源は単相AC100V 50Hzまたは60Hz
電流容量15A以上で電圧変動
90V~110V範囲のコンセントに遠心機の
電源プラグを直接接続して下さい。

※掲載価格は税別です。

※ 画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。



<http://www.kokusan.co.jp>

E-mail: info@kokusan.co.jp

■ 東京営業部 〒338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀7-8-16
TEL(048)853-5531(代) FAX(048)853-7877
■ 大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4-13-6(田井中ビル)
TEL(06)6308-7326(代) FAX(06)6308-7327
■ 九州営業所 〒802-0005 福岡県北九州市小倉北区堺町2丁目1-1(角田ビル小倉902号)
TEL(093)533-1435(代) FAX(093)533-1436
※本仕様及び価格は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

