

ヘマトクリット遠心機 H-1200F

HEMATOCRIT CENTRIFUGE

コンパクトで高性能・優れた操作性！




〈本体価格〉 **¥257,000** (税別)

※ 画像はイメージです。実際とは異なる場合があります

| | | |
|--------|--|---------------------|
| 型式 | H-1200F | |
| 分類 | ヘマトクリット遠心機 | |
| 最高回転数 | 12,000[rpm] | |
| 最大遠心力 | 15,000[×g] | |
| 回転計 | 100～12,000[rpm] デジタル表示 100rpm単位で設定可能 | |
| 制御方式 | マイクロコンピューター及びインバーター制御 | |
| モーター | 高周波モーター(カーボンレス) | |
| タイマー | デジタル 1～99[分] 1分単位 ホールド付:連続運転 デジタル 1～99[秒] 1秒単位 ホールド付:連続運転 | |
| 電源 | AC100[V] 5[A] 0.5kVA 50/60[Hz] プラグ形状 JIS C 8303用 アース接続線付 | |
| メモリー数 | 3メモリー | |
| 寸法 | 本体:幅280×奥行346×高さ300[mm] | |
| 重量 | 15[kg] ※本体のみ | |
| 最大架け容量 | F-30M | 毛細管×30本架 |
| | F-20G | 毛細管×20本架 15[mℓ]×4本架 |
| ヒューズ | 10[A] 250[V] 普通遮断型B種 | |
| | (6.35×30)定格遮断電流300A | |

H-1200F 専用ロータ




F-30M

F-20G

| 型式 | 容量 | 回転半径 (cm) | 最高回転数 (rpm) | 最大遠心力 (Xg) | 価格 (円) |
|-------|-----------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| F-30M | 毛細管 × 30本 | 9.3 | 12,000 | 15,000 | 75,000 (税別) |
| F-20G | 毛細管 × 20本 | 9.3 | 12,000 | 15,000 | 98,000 (税別) |
| | 15m ϕ × 4本 | 11.2 | 4,000 | 2,000 | |

H-1200F オプション



SC-01 樹脂計測盤

RC-080 溝ゴム

| 型式 | 価格 (円) |
|-----------------|-------------|
| SC-01 | 20,000 (税別) |
| RC-080 | 1,200 (税別) |
| SC-01+RC-080セット | 19,500 (税別) |

RC-080 溝ゴムについて



溝ゴムとは・・・左図赤部分に装着するクッション材です。
ゴムの劣化により検体が割れる恐れがあります。
定期的な交換を推奨しております。

※ 画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。



<http://www.kokusan.co.jp>

E-mail: info@kokusan.co.jp

■ 東京営業部 〒338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀7-8-16
TEL(048)853-5531(代) FAX(048)853-7877
■ 大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4-13-6(田井中ビル)
TEL(06)6308-7326(代) FAX(06)6308-7327
■ 九州営業所 〒802-0005 福岡県北九州市小倉北区堺町2丁目1-1(角田ビル小倉902号)
TEL(093)533-1435(代) FAX(093)533-1436
※本仕様及び価格は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

20250106①IK