

冷却多本架遠心機 HM-5R

MULTIPURPOSE FLOOR REFRGERATED CENTRIFUGE



※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

※受注生産につき価格はお問合せ下さい

最高回転数	8000rpm(BS使用時)
最大遠心力	8950 × g(BS使用時)
最大容量	3200mL(MI-151Z使用時)
電 源	単相 AC100V 20A 2.0kVA 50/60Hz ※※電源コード先端は端子出しにて出荷します。
消費電力	定格1940W、ピーク4400W
回転数設定範囲	100 ~ 8000rpm(デジタル表示・10rpm単位で設定可)
遠心力設定範囲	10 ~ 8950 × g(デジタル表示・10 × g単位で設定可)
タイマー設定範囲	1 ~ 999秒(デジタル表示ホールド付・1秒単位で設定可) 1 ~ 999分(デジタル表示ホールド付・1分単位で設定可)
温度設定範囲	-45 ~ 45℃(デジタル表示・1℃単位で設定可)
メモリー数	6メモリー + マニュアルモード
運転機能	ステップモード、密度勾配モード、× g・secモード
加 速	3段階選択方式
減 速	3段階選択方式 + 自然減速
冷媒・充填量	R448A・1.1kg
寸 法	幅560mm × 奥行700mm × 高さ940mm (ドア全開時1475mm)
コードの長さ	5.2m
重 量	175.0kg

ロータ 一覧 (ロータのみのご注文の際には、本体型式をお知らせ下さい。)

☆HM-5R用金属バケット及び樹脂ケースは4個/組です。


☆ご使用中のチューブ寸法が遠心バケットと合わない場合、そのチューブに合わせて製作いたします。(オプション)

ロータ	金属バケット (4個/組)	樹脂ケース (4個/組)	容量 (mL × 本数)	チューブ径 (φ mm)	チューブ長 (Lmm)	回転半径 (cm)	最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (× g)
RF-151Z スイング								
	MT-142	PA-151Z～PH-151Z使用時はMT-142が必要です。						
		PA-151Z	10mL × 120本 	13	83～125	18.7	3300	2280
		PB-151Z	15mL × 100本 	16.5	80～110			
		PC-151Z	50mL × 20本 	35	76～110			
		PD-151Z	100mL × 8本 	45	75～124			
		PE-151Z	15mL × 64本 (コニカル管) 	17	120			
		PF-151Z	50mL × 20本 (コニカル管) 	29	116			
		PG-151Z	RIAチューブ × 168本 (シオノキ) 	12	75			
		PH-151Z	500mL × 4本 (ステン管) 	81	120			
		MI-151Z	800mL × 4本 (ステン管)	101	120	20.6	3300	2410
		MJ-151Z	96孔マイクロプレート8枚 (4枚 × 2ヶ所架) ※120孔オプションあり			16.3	2000	730
BS	アングル	50mL × 4本 (コニカル管)		29.0	116	12.5	8000	8950
RF-121-S	スイング	250mL × 6本 (コニカル管) 金属バケット1式				21.0	2000	940
RF-123A		96孔マイクロプレート4枚 (2枚 × 2ヶ所架)				13.4	2000	600
RA-321	アングル	50mL × 8本 (コニカル管) (レジオネラ菌対応)		29.0	116	12.6	6000	5070
RA-701		1.5 (2.0) mL × 12本ロータ		9.5～10.5	36～41	6.4	8000	4580

※上記ロータに加え、RF-110、RF-120、RF-121、RF-126、RF-400、RF-410、RF-420も使用可能です。

※チューブ寸法は参考値です。

付属品はH-60Rαカタログ又はH-80Rαカタログをご参照下さい。



※ 画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。



<https://kokusan.co.jp>

E-mail: info@kokusan.co.jp

■ 東京営業部 〒338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀7-8-16
TEL(048)853-5531(代) FAX(048)853-7877
■ 大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4-13-6(田井中ビル)
TEL(06)6308-7326(代) FAX(06)6308-7327
■ 九州営業所 〒802-0005 福岡県北九州市小倉北区堺町2丁目1-1(角田ビル小倉902号)
TEL(093)533-1435(代) FAX(093)533-1436
※本仕様及び価格は製品改良のため、予告なく変更することがあります。