


# H-155 α 2

樹脂製パネルカバーがついていて安心  
ヒーター一体化につきヒータON/OFF機能付  
ドア落下防止機構も付いて従来より使いやすさバツグン  
本体ホワイトしかも据置タイプで使いやすい



●ゲルベル・バブコック兼用

Max:1,500rpm / 666xg  
回転半径:265mm

価格:

**¥1,200,000(税別)**

■オプションロータ■



◆ゲルベルロータ◆

¥200,000(税別)

Max:1,500rpm / 615xg  
回転半径:244mm



◆マジョニアロータ◆

¥200,000(税別)

Max:700rpm / 122xg  
回転半径:222mm

■その他オプション■

タワーライト

回転開始・停止お知らせブザー

※オプションにつきましてはご相談ください。

樹脂製  
パネルカバー  
付き

国内製造だから  
メンテナンスが  
安心

その他オプション  
・タワーライト  
・回転開始  
停止お知らせ  
ブザー

ドア落下防止  
機構  
がついて安心

ヒータ  
ON/OFF  
機能付き

- ・ロータ
  - ゲルベル・バブコック乳脂計12本架兼用
  - ◆ゲルベル乳脂計8本架※オプション
  - ◆マジョニア乳脂計6本架※オプション
- ・回転数
  - 1~1,500[rpm] (1[rpm]ステップ)
  - (※選択したロータにより最高回転数は異なります。各ロータを参照ください。)
- ・最大遠心力
  - 666[xg]
- ・制御方式
  - タッチパネルディスプレイを使用した  
マイコン及びインバーター制御
- ・タイマー
  - 1~99[min], 1~59[sec] (1[min]/[sec]ステップ)
- ・温度設定
  - 室温~65[°C] (1[°C]ステップ) PID制御
- ・電源
  - AC100[V] 50/60[Hz] 15[A]
- ・寸法
  - H900 x W610 x D755 [mm]
  - (扉開放時 H1310 x W750 x D755 [mm])
- ・重量
  - 約90[kg]
- ・安全対策
  - 扉インターロック ・ ドア落下防止機構
- ・その他
  - ヒータON/OFF機能 ・ 樹脂製パネルカバー

※扉開閉時に支障がある場合があります。設置場所に余裕をお取り下さい。



株式会社 **コクサン**

■東京営業部 〒338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀7-8-16

TEL(048)853-5531(代) FAX(048)853-7877

■大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4-13-6(田井中ビル)

TEL(06)6308-7326(代) FAX(06)6308-7327

■九州営業所 〒802-0005 福岡県北九州市小倉北区堺町2丁目1-1(角田ビル小倉902号)

TEL(093)533-1435(代) FAX(093)533-1436

※本仕様及び価格は製品改良のため、予告なく変更することがあります。