

卓上遠心機 H-36α

これに決めた！ 人気のデザインで新登場！

中が見えて安心！



12種類の
豊富なロータ！


特殊仕様、
遠沈用アダプタ等、
様々な仕様に対応

〈本体価格〉 **215,000** (税別)

本体仕様	H-36α
最高回転数	6,000[rpm] (RA-321)
最大遠心力	5,070[×g] (RA-321)
最大容量	1,080[ml] (RF-126、PB-126)
回転計	デジタル表示 10[rpm]~6,000[rpm] (10/100rpm単位)
遠心力計	デジタル表示 10[×g]~6,000[×g] (10/100×g単位)
タイマー	デジタル表示 1~999[min] (1/10[min]単位で設定可能) デジタル表示 1~999[sec] (1/10[sec]単位で設定可能)
×g・secモード	(1.00~9.99) × 10 ⁹ [×g・sec]
メモリー数	10メモリー(回転数、遠心力、タイム、加速、減速)
加速	3ステップ
減速	3ステップ + 自然減速
ステップモード	3メモリー
密度勾配モード	1メモリー
回転インジゲータ	停止・運転中、LED表示(ランプ 9個、緑、赤、オレンジ)
ロータ寿命表示	タイム表示計に明示
電源	単相100[V] 10[A]
寸法	幅450×奥行530×高さ376[mm]
重量	42[kg]


ステップモード運転

回転数・時間・アクセル・デイスルを1ステップとし
6ステップまで組み合わせて運転・記憶が可能。



密度勾配モード

0~1,500rpmまでの立ち上がり時間と
1,500~0rpmまでの自然停止の回転数設定
が可能。浮遊しやすいサンプルに最適。



☆H-36α用金属バケツ及び樹脂ケースは4個/組です。

☆ご使用中のチューブ寸法が遠心バケツと合わない場合、そのチューブに合わせて製作いたします。(オプション)

ロータ	金属バケツ (4個/組)	樹脂ケース (4個/組)	容量(ml×本数)	チューブ径 (φmm)	チューブ長 (Lmm)	回転半径 (cm)	最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (×g)	価格(円)	
RF-110	スイング								100,000	
		PA-110	10ml×48本	13.0	110	15.9	3,500	2,180	40,000	
		PB-110	15ml×32本	16.5	105	15.4	3,500	2,110	40,000	
	MC-110		50ml×4本	35.0	100	16.5	5,000	4,620	36,000	
		PD-110	(カルチャーチューブ)15ml×16本			16.8	3,500	2,300	40,000	
	ME-110		50ml×8本	35.0	100	16.5	3,500	2,260	76,000	
	MF-110		100ml×4本	45.0	120	16.0	4,000	2,860	80,000	
		PG-110	(ハイレックス)14ml×16本	16.0	125	16.7	3,500	2,290	40,000	
	MES-110		(カルチャーチューブ)50ml×8本(ADS-012)	15.0	16				180,000	
		ADS-012	抗酸菌用アダプタ(シーリングキャップ付)			16.5	4,100	3,100	92,000	
RF-120	スイング								105,000	
	MT-100	PA-120~PF120使用時はMT-100が必要です。								44,000
		PA-120	10ml×72本	13.0	110				40,000	
		PB-120	15ml×40本	16.5	105				40,000	
		PC-120	50ml×8本	35.0	100				40,000	
		PD-120	(カルチャーチューブ)15ml×24本			15.7	3,500	2,150	40,000	
		PE-120	(カルチャーチューブ)50ml×8本						40,000	
		PF-120	RIAチューブ(シオノギ)×84本	12.0	75				40,000	
	MG-120		100ml×4本	45.0	120	17.0	4,000	3,040	84,000	
RF-121	スイング								120,000	
	MT-104	PA-121~PN-121使用時はMT-104が必要です。								48,000
		PA-121	10ml×84本	13.0	110				44,000	
		PB-121	15ml×48本	16.5	105				44,000	
		PC-121	50ml×16本	35.0	100				44,000	
		PD-121	(カルチャーチューブ)15ml×32本			16.4	3,500	2,250	44,000	
		PE-121	(カルチャーチューブ)50ml×16本						44,000	
		PF-121	RIAチューブ(シオノギ)×100本	12.0	75				44,000	
		PG-121	250ml(ナルゲン)×4本						44,000	
		PM-121	100ml×4本	45.0	120				44,000	
		PN-121	15ml×60本	16.5	105		3,000	1,620	44,000	
	MT-106	PH-121~PL-121はMT-106が必要です。ハイオサート対策シールドカバー付。								108,000
		PH-121	10ml×60本	13.0	110				44,000	
		PI-121	15ml×40本	16.5	105				44,000	
		PJ-121	50ml×8本	35.0	100	17.0	3,500	2,330	44,000	
		PK-121	(カルチャーチューブ)15ml×16本						44,000	
		PL-121	(カルチャーチューブ)50ml×8本						44,000	
RF-126	スイング								132,000	
	MT-109	PA-126~PM-126使用時はMT-109が必要です。								100,000
		PA-126	10ml×100本	13.0	110				52,000	
		PB-126	15ml×72本	16.5	105				52,000	
		PC-126	50ml×16本	35.0	100				52,000	
		PD-126	(カルチャーチューブ)15ml×36本			16.4	3,500	2,250	52,000	
		PE-126	(カルチャーチューブ)50ml×16本						52,000	
		PF-126	RIAチューブ(シオノギ)×120本	12.0	75				52,000	
		PG-126	250ml(ナルゲン)×4本						52,000	
		PM-126	100ml×4本	45.0	120				52,000	
RF-122A	スイング		120孔マイクロプレート8枚(4枚×2ヶ所架)			13.4	2,000	600	165,000	
RF-123A	スイング		96孔マイクロプレート4枚(2枚×2ヶ所架)						135,000	
RF-124T	スイング		96孔マイクロプレート4枚(2枚×2ヶ所架)			13.2	3,200	1,510	370,000	
RA-200A	アングル		15ml×24本ロータ	16.5	105	16.3	3,500	2,280	100,000	
RA-310A	アングル		15ml×26本ロータ	16.0	114	13.4	5,000	3,630	235,000	
RA-321	アングル		(カルチャーチューブ)50ml×8本			12.6	6,000	5,070	235,000	
RA-501	アングル		1.5(2.0)ml×12本ロータ			6.4	6,000	2,600	95,000	
RF-300A	アングル		含水当量用			9.9	3,000	1,000	250,000	

※RA-321用アダプタ(AD-240)8本組 ¥48,000

使用例



※スイングローターの写真はロータとバケツ、樹脂ケース等を組み合わせたものです。ご不明な点はお問い合わせください。

架台 ¥100,000(税別)

