

恒温装置付き インバータ駆動式 油試験機 H-215H-4/8

OIL TEST CENTRIFUGAL SEPARATOR

JIS規格 K2503・K2601・K2839に対応！



RF-071 (4本架け)
回転半径=25.5cm



RF-070 (8本架け)
回転半径=25.0cm




※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。


※受注生産につき価格はお問合せ下さい

型式	H-215H-4	H-215H-8
ロータ	RF-071(4本架け)	RF-070(8本架け)
最高回転数	2000rpm	1800rpm
最大遠心力	1140×g	906×g
最大容量	I・IV型テストボトル*4本	I・IV型テストボトル*8本
電 源	単相 AC100V 15A 50/60Hz	単相 AC100V 15A 50/60Hz
消費電力	定格1230W、ピーク1400W	定格1230W、ピーク1320W
タイマー設定範囲	0.6秒 ～ 60時間(アナログ表示)	0.6秒 ～ 60時間(アナログ表示)
温度設定範囲	20℃～65℃	20～65℃
温度アラーム	70℃	70℃
プラグ形状	JIS C 8303 単相接地極付 100V用	JIS C 8303 単相接地極付 100V用
寸法	幅655mm×奥行725mm×高さ720mm (ドア全開時1180mm)	幅655mm×奥行725mm×高さ720mm (ドア全開時1180mm)
コードの長さ	3.0m	3.0m
重量	75.0kg	75.0kg


油試験用遠心機概観図



タイマー・温度設定



金属ケース




I・IV型用
(MT-090)

II型用
(MT-091)


III型用
(MT-092)

※標準品はI・IV型用仕様となります。
II・III型用仕様ご要望の場合は別途ご連絡下さい。

コントロールパネル



油試験用テストボトル




I 型

II 型

III 型

設置



※ 画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。