

卓上遠心機 H-36α

TABLE-TOP CENTRIFUGE

コンパクトでシンプルなデザイン！



※ 画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

〈本体価格〉 **¥215,000** (税別)

型式	H-36α
分類	卓上遠心機
最高回転数	6,000[rpm] (RA-321使用時)
最大遠心力	5,070[×g] (RA-321使用時)
最大容量	1,080[mL] (RF-126・PB-126使用時)
制御	マイコンコンピューター及びインバーター制御
モーター	インダクションモーター
定格・消費電力	連続・600[W](定格)・900[W]ピーク
電撃保護	クラス I 機器
ヒューズ	10[A] 250[V] 普通溶断型B型(6.35×30) 定格遮断電流 300[A]
回転計	デジタル表示 10～6,000[rpm] (10/100[rpm]単位で設定可能)
遠心力計	デジタル表示 10～6,000[×g] (10/100[×g]単位で設定可能)
タイマー	デジタル表示 ホールド付 1～999[min] (1/10[min]単位で設定可能)
	デジタル表示 ホールド付 1～999[sec] (1/10[sec]単位で設定可能)
メモリー数	6メモリー(回転数・遠心力・タイム・加速・減速)
ステップモード	3メモリー
密度勾配モード	1メモリー
×g・secモード	(1.00～9.99)×10 ⁹ [×g・sec]
加速	3段階選択方式
減速	3段階選択方式・自然減速選択方式
電圧変動	±10%(90から110[V])以内
プラグ形状	JIS C 8303用 アース接続線付
電源	単相 AC100[V] 10[A] 1.0[kVA] 50/60[Hz]
寸法	本体:幅450×奥行530×高さ376[mm]
重量	42.0[kg]

ロータ 一覧(ロータのみのご注文の際には、本体型式をお知らせ下さい。)

☆H-36α用金属バケツ及び樹脂ケースは4個/組です。

☆ご使用中のチューブ寸法が遠心バケツと合わない場合、そのチューブに合わせて製作いたします。(オプション)

ロータ	金属バケツ (4個/組)	樹脂ケース (4個/組)	容量(ml×本数)	チューブ径 (φmm)	チューブ長 (Lmm)	回転半径 (cm)	最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (×g)	価格(円)
RF-110 スイング									100,000
		PA-110	10ml×48本	13.0	110	15.9	3,500	2,180	40,000
		PB-110	15ml×32本	16.5	105	15.4	3,500	2,110	40,000
		MC-110	50ml×4本	35.0	100	16.5	5,000	4,620	36,000
		PD-110	(カルチャーチューブ)15ml×16本			16.8	3,500	2,300	40,000
		ME-110	50ml×8本	35.0	100	16.5	3,500	2,260	76,000
		MF-110	100ml×4本	45.0	120	16.0	4,000	2,860	80,000
		PG-110	(ハイレックス)14ml×16本	16.0	125	16.7	3,500	2,290	40,000
		MES-110	(カルチャーチューブ)50ml×8本(ADS-012)	29.5	120				180,000
		ADS-012	抗酸菌用アダプタ(シーリングキャップ付)			16.5	4,100	3,100	92,000
RF-120 スイング									105,000
	MT-100	PA-120～PF120使用時はMT-100が必要です。							44,000
		PA-120	10ml×72本	13.0	110				40,000
		PB-120	15ml×40本	16.5	105				40,000
		PC-120	50ml×8本	35.0	100				40,000
		PD-120	(カルチャーチューブ)15ml×24本			15.7	3,500	2,150	40,000
		PE-120	(カルチャーチューブ)50ml×8本						40,000
		PF-120	RIAチューブ(シオノキ)×84本	12.0	75				40,000
	MG-120		100ml×4本	45.0	120	17.0	4,000	3,040	84,000
RF-121 スイング									120,000
	MT-104	PA-121～PN-121使用時はMT-104が必要です。							48,000
		PA-121	10ml×84本	13.0	110				44,000
		PB-121	15ml×48本	16.5	105				44,000
		PC-121	50ml×16本	35.0	100				44,000
		PD-121	(カルチャーチューブ)15ml×32本			16.4	3,500	2,250	44,000
		PE-121	(カルチャーチューブ)50ml×16本						44,000
		PF-121	RIAチューブ(シオノキ)×100本	12.0	75				44,000
		PG-121	250ml(ナルゲン)×4本						44,000
		PM-121	100ml×4本	45.0	120				44,000
		PN-121	15ml×60本	16.5	105		3,000	1,620	44,000
RF-126 スイング									132,000
	MT-109	PA-126～PM-126使用時はMT-109が必要です。							100,000
		PA-126	10ml×100本	13.0	110				52,000
		PB-126	15ml×72本	16.5	105				52,000
		PC-126	50ml×16本	35.0	100				52,000
		PD-126	(カルチャーチューブ)15ml×36本			16.4	3,500	2,250	52,000
		PE-126	(カルチャーチューブ)50ml×16本						52,000
		PF-126	RIAチューブ(シオノキ)×120本	12.0	75				52,000
		PG-126	250ml(ナルゲン)×4本						52,000
		PM-126	100ml×4本	45.0	120				52,000
RF-122A	スイング	120孔マイクロプレート8枚(4枚×2ヶ所架)				13.4	2,000	600	165,000
RF-123A		96孔マイクロプレート4枚(2枚×2ヶ所架)							135,000
RA-321	アングル	(カルチャーチューブ)50ml×8本				12.6	6,000	5,070	235,000
RA-501		1.5(2.0)ml×12本ロータ				6.4	6,000	2,600	95,000

使用例



架台 ¥100,000(税別)



※スイングロータの写真はロータとバケツ、樹脂ケース等を組み合わせたものです。
ご不明な点はお問い合わせください。

※ 画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。



http://www.kokusan.co.jp

E-mail: info@kokusan.co.jp

■東京営業部 〒338-0832 さいたま市桜区西堀7-8-16
TEL(048)853-5531(代) FAX(048)853-7877
■大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-13-6(田井中ビル)
TEL(06)6308-7326(代) FAX(06)6308-7327
■九州営業所 〒802-0002 北九州市小倉北区京町3-14-11(五十鈴ビル本館502号)
TEL(093)533-1435(代) FAX(093)533-1436
※本仕様及び価格は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

Copyright ©2021 kokusan Corporation, All Rights Reserved. 20210701