

# インバータ駆動式 油試験機 H-215-4/8

OIL TEST CENTRIFUGAL SEPARATOR

JIS規格 K2503・K2601・K2839に対応！



RF-071 (4本架け)  
r = 255mm



RF-070 (8本架け)  
R = 250mm




※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

〈本体価格〉H-215-4型 **¥1,900,000** (税別)


〈本体価格〉H-215-8型 **¥2,000,000** (税別)

| 型式    | H-215-4                     | H-215-8                     |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| 分類    | 油試験用遠心機                     | 油試験用遠心機                     |
| ロータ   | RF-071 (4本架け)               | RF-070 (8本架け)               |
| 最高回転数 | 2,000[rpm]                  | 1,800[rpm]                  |
| 最大遠心力 | 1,140[×g]                   | 906[×g]                     |
| 本数    | I・IV型テストボトル*4本              | I・IV型テストボトル*8本              |
| 制御    | インバータ制御                     | インバータ制御                     |
| モータ   | 3φ 200[V] 400[W] 4P         | 3φ 200[V] 400[W] 4P         |
| 電源    | AC1φ 100[V] 10[A] 50/60[Hz] | AC1φ 100[V] 10[A] 50/60[Hz] |
| タイマー  | 1[分]~60[分] アナログ表示           | 1[分]~60[分] アナログ表示           |
| プラグ形状 | JIS C 8303 単相接地極付 100[V]用   | JIS C 8303 単相接地極付 100[V]用   |
| 寸法    | 幅655*奥行725*高さ720[mm]        | 幅655*奥行725*高さ720[mm]        |
| 重量    | 70.0[kg]                    | 70.0[kg]                    |


## 油試験用遠心機概観図



## タイマー設定



## 金属ケース




I・IV型用  
(MT-090)

II型用  
(MT-091)

III型用  
(MT-092)

※標準品は I・IV型用仕様となります。  
II・III型用仕様ご要望の場合は別途ご連絡下さい。

## 油試験用テストボトル




I 型


II 型

III 型

## コントロールパネル



## 設置



※ 画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。