

# インバータ駆動式 油試験機 H-215-4/8

OIL TEST CENTRIFUGAL SEPARATOR

JIS規格 K2503・K2601・K2839に対応！



RF-071 (4本架け)  
回転半径=25.5cm



RF-070 (8本架け)  
回転半径=25.0cm




※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

〈本体価格〉H-215-4型 **¥1,900,000** (税別)

〈本体価格〉H-215-8型 **¥2,000,000** (税別)

| 型式     | H-215-4                                     | H-215-8                                     |
|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ロータ    | RF-071(4本架け)                                | RF-070(8本架け)                                |
| 最高回転数  | 2000rpm                                     | 1800rpm                                     |
| 最大遠心力  | 1140 × g                                    | 906 × g                                     |
| 最大容量   | I・IV型テストボトル*4本                              | I・IV型テストボトル*8本                              |
| 電源     | 単相 AC100V 10A 50/60Hz                       | 単相 AC100V 10A 50/60Hz                       |
| 消費電力   | 定格410W、ピーク600W                              | 定格380W、ピーク480W                              |
| タイマー   | 0.6秒 ~ 60時間(アナログ表示)                         | 0.6秒 ~ 60時間(アナログ表示)                         |
| プラグ形状  | JIS C 8303 単相接地極付 100V用                     | JIS C 8303 単相接地極付 100V用                     |
| 寸法     | 幅655mm × 奥行725mm × 高さ720mm<br>(ドア全開時1180mm) | 幅655mm × 奥行725mm × 高さ720mm<br>(ドア全開時1180mm) |
| コードの長さ | 3.0m                                        | 3.0m                                        |
| 重量     | 70.0kg                                      | 70.0kg                                      |


## 油試験用遠心機概観図



## タイマー設定



## 金属ケース




I・IV型用  
(MT-090)

II型用  
(MT-091)

III型用  
(MT-092)

※標準品は I・IV型用仕様となります。  
II・III型用仕様ご要望の場合は別途ご連絡下さい。

## 油試験用テストボトル




I 型


II 型

III 型

## コントロールパネル



## 設置



※ 画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。