

冷却小型卓上遠心機 H-19R α

SMALL SIZE & TABLE-TOP REFRIGERATED CENTRIFUGE

コンパクトサイズの冷却遠心機！



※ 画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

〈本体価格〉 **¥470,000** (税別)

型式	H-19R α
分類	冷却小型卓上遠心機
最高回転数	4,300[rpm] (RF-109K・MEP-109K使用時)
最大遠心力	3,000[×g] (RF-109K・MEP-109K使用時)
最大容量	360[m ℓ]
制御	マイコンコンピューター及びインバーター制御
モーター	インダクションモーター
定格・電撃保護	連続・クラス I 機器
回転計	デジタル表示 100~4,300[rpm] (10[rpm]単位で設定可能)
遠心力計	デジタル表示 10~2,650[×g] (10[×g]単位で設定可能)
タイマー	デジタル表示 ホールド付 1~999[min] (1[min]単位で設定可能) デジタル表示 ホールド付 1~999[sec] (1[sec]単位で設定可能)
メモリー数	6メモリー(回転数・遠心力・タイム・温度・加速・減速)
ステップモード	3メモリー
密度勾配モード	1メモリー
×g・secモード	1メモリー
加速	3段階選択方式
減速	3段階選択方式・自然減速選択方式
温度設定範囲	デジタル表示 -10[$^{\circ}\text{C}$]~30[$^{\circ}\text{C}$]
電源	単相 AC100[V] 7[A] 0.7[kVA] 50/60[Hz]
電圧変動	±10%(90~110[V])以内
プラグ形状	JIS C 8303用 アース接続線
寸法	本体:幅440×奥行530×高さ395[mm]
重量	49.0[kg]

スイングタイプ


☆H-19R α 用金属バケツ及び樹脂ケースは4個/組です。

ロータ	金属バケツ (4個/組)	樹脂ケース (4個/組)	容量(ml×本数)	チューブ径 (φmm)	チューブ長 (Lmm)	最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (×g)	価格(円)	
 ¥39,000	MA-109K		15ml×4本(ガラス, コニカル管)	16.0~17.5	100~120	4,000	2,600	18,000	
	MB-109K		15ml×8本(ガラス, コニカル管)	16.0~17.5	100~120	4,000	2,600	19,500	
	MC-109K		15ml×16本(ガラス)	16.0~17.5	100~110	4,000	2,600	34,000	
	MD-109K		50ml×4本(ガラス)	35.0~35.5	100~110	4,000	2,600	44,000	
	MEP-109K		50ml×4本(コニカル管)	29.0	116	4,300	3,000	50,000	
	MO-109K		15ml×24本(ガラス)	16.0~17.5	100~110	4,000	2,600	50,000	
		PA-109		10ml×24本(ガラス)	12.5~13.3	95~105	3,000	1,460	お問合せ下さい
		PB-109		15ml×16本(ガラス)	13.0~17.5	80~105	3,000	1,430	お問合せ下さい
		PC-109		6ml×40本(ガラス)	12.5~13.0	65~80	3,000	1,160	お問合せ下さい
		PD-109		マイクロ×48本	9.5~11.2	36~60	3,000	外側1,138 内側987	お問合せ下さい
		PE-109		10ml×16本(ガラス)	12.5~13.3	100~110	3,000	1,460	お問合せ下さい
		PN-109		15ml×24本(ガラス) 5~10ml採血管/尿沈査 コニカル管対応	12.0~17.5	80~110	3,500	1,920	48,000
		PL-109		5ml採血管×24本(ガラス)	12.5~13.0	65~80	3,000	1,160	お問合せ下さい

MA-109K 	MB-109K 	MC-109K 	MD-109K 	MEP-109K  ※	MO-109K 	
PA-109 	PB-109 	PC-109 	PD-109 	PE-109 	PN-109 	PL-109 

※MEP-109Kのアダプタは樹脂製になります。

架台 ¥100,000(税別)



※掲載価格は税別です。
※ 画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。



<http://www.kokusan.co.jp>

E-mail: info@kokusan.co.jp

■東京営業部 〒338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀7-8-16
 TEL(048)853-5531(代) FAX(048)853-7877
 ■大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4-13-6(田井中ビル)
 TEL(06)6308-7326(代) FAX(06)6308-7327
 ■九州営業所 〒802-0005 福岡県北九州市小倉北区堺町2丁目1-1(角田ビル小倉902号)
 TEL(093)533-1435(代) FAX(093)533-1436
 ※本仕様及び価格は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

