

実験から製造現場まで、広範囲な用途に適応！



※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

本体価格：¥750,000（税別）

- 設置場所を選ばないコンパクトサイズ。スイッチONとOFFによる簡単操作。
- 接液部は全てSUS-304ステンレス製のため、耐食性に優れています。
- インバーター制御の採用により、モーター負荷に関係なく一定回転数が得られます。

型式	H-110F(有効壁バスケット付) ※別途濾布が必要になります。
最高回転数	3000[rpm]
最大遠心力	755[×g]
有効容量	800[mL]
バスケットサイズ	φ150×80[mm]
排出口	φ15[mm]
制御	インバーター制御
モーター	AC3φ 200[V] 400[W]
電源	AC1φ 100[V] 5[A]
コントロールボックス	電源オンオフスイッチ, スタートストップスイッチ, 回転計 (0~3000rpm) タイマー設定範囲: 0~6, 0~12, 0~30, 0~60 [秒, 分, 時間]
寸法	本体: 幅375*奥行430*高さ460[mm] コントロールボックス: 幅200*奥行135*高さ260[mm]
重量	本体: 29[kg] コントロールボックス: 5[kg]