

卓上遠心機 H-36 α

TABLE-TOP CENTRIFUGE

コンパクトでシンプルなデザイン！



※ 画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

〈 本体価格 〉 **¥298,000** (税別)

型式	H-36 α
分類	卓上遠心機
最高回転数	6,000[rpm] (RA-321使用時)
最大遠心力	5,070[\times g] (RA-321使用時)
最大容量	1,080[mL] (RF-126・PB-126使用時)
制御	マイコンコンピューター及びインバーター制御
モーター	インダクションモーター
定格・消費電力	連続・600[W](定格)・900[W]ピーク
電撃保護	クラス I 機器
ヒューズ	10[A] 250[V] 普通溶断型B型(6.35 \times 30) 定格遮断電流 300[A]
回転計	デジタル表示 10~6,000[rpm] (10/100[rpm]単位で設定可能)
遠心力計	デジタル表示 10~6,000[\times g] (10/100[\times g]単位で設定可能)
タイマー	デジタル表示 ホールド付 1~999[μ in] (1/10[μ in]単位で設定可能) デジタル表示 ホールド付 1~999[μ sec] (1/10[μ sec]単位で設定可能)
メモリー数	6メモリー(回転数・遠心力・タイム・加速・減速)
ステップモード	3メモリー
密度勾配モード	1メモリー
\times g \cdot secモード	(1.00~9.99) \times 10 ⁰ [\times g \cdot sec]
加速	3段階選択方式
減速	3段階選択方式・自然減速選択方式
電圧変動	\pm 10%(90から110[V])以内
プラグ形状	JIS C 8303用 アース接続線付
電源	単相 AC100[V] 10[A] 1.0[kVA] 50/60[Hz]
寸法	本体:幅450 \times 奥行530 \times 高さ376[mm]
重量	42.0[kg]


ロータ 一覧(ロータのみのご注文の際には、本体型式をお知らせ下さい。)

☆H-36α用金属バケツ及び樹脂ケースは4個/組です。

☆ご使用中のチューブ寸法が遠心バケツと合わない場合、そのチューブに合わせて製作いたします。(オプション)

ロータ	金属バケツ (4個/組)	樹脂ケース (4個/組)	容量(ml×本数)	チューブ径 (φmm)	チューブ長 (Lmm)	回転半径 (mm)	最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (×g)	価格(円)	
RF-110 スイング									110,000	
		PA-110	10ml×48本	12.5~13.0	96~110	159	3,500	2,180	45,000	
		PB-110	15ml×32本	15.0~16.5	91~107	154	3,500	2,110	45,000	
	MC-110		50ml×4本	27.0~35.0	98~130	165	5,000	4,620	45,000	
		PD-110	15ml×16本(コニカル管)	17.0	120	168	3,500	2,300	45,000	
		ME-110	50ml×8本	27.0~35.0	98~121	165	3,500	2,260	80,000	
		MF-110	100ml×4本	43.5~45.0	103~121	160	4,000	2,860	80,000	
		PG-110	14ml×16本(ハイレックス)	14.5~16.0	100~125	167	3,500	2,290	50,000	
		MES-110	50ml×8本(コニカル管)(ADS-012)	29.0	116	165	4,100	3,100	200,000	
		ADS-012	抗酸菌用アダプタ(シーリングキャップ付)						100,000	
RF-120 スイング									120,000	
		MT-100	PA-120~PF120使用時はMT-100が必要です。							50,000
		PA-120	10ml×72本	12.5~13.0	110	157	3,500	2,150	45,000	
		PB-120	15ml×40本	15.0~16.5	105				45,000	
		PC-120	50ml×8本	27.0~35.5	100				45,000	
		PD-120	15ml×24本(コニカル管)	17.0	120				45,000	
		PE-120	50ml×8本(コニカル管)	29.0	116				45,000	
		PF-120	RIAチューブ×84本(シオノキ)	10.5~12.0	75~90				45,000	
		MG-120	100ml×4本	43.5~45.0	109~130	170	4,000	3,040	100,000	
RF-121 スイング									130,000	
		MT-104	PA-121~PN-121使用時はMT-104が必要です。							55,000
		PA-121	10ml×84本	12.5~13.0	72~110	164	3,500	2,250	50,000	
		PB-121	15ml×48本	15.5~16.5	68~109				50,000	
		PC-121	50ml×16本	27.0~35.0	63~100				50,000	
		PD-121	15ml×32本(コニカル管)	17.0	120				50,000	
		PE-121	50ml×16本(コニカル管)	29.0	116				50,000	
		PF-121	RIAチューブ×100本(シオノキ)	10.5~12.0	60~95				50,000	
		PG-121	250ml×4本(ナルゲン)	60.0~61.8	80~125				50,000	
		PM-121	100ml×4本	43.5~45.0	76~120				お問合せ下さい	
		PN-121	15ml×60本	15.0~16.0	63~109	161	3,000	1,620	お問合せ下さい	
RF-126 スイング									150,000	
		MT-109	PA-126~PM-126使用時はMT-109が必要です。							100,000
		PA-126	10ml×100本	12.5~13.3	110	164	3,500	2,250	60,000	
		PB-126	15ml×72本	15.0~16.5	105				60,000	
		PC-126	50ml×16本	27.0~35.5	100				60,000	
		PD-126	15ml×36本(コニカル管)	17.0	120				60,000	
		PE-126	50ml×16本(コニカル管)	29.0	116				60,000	
		PF-126	RIAチューブ×120本(シオノキ)	10.5~12.0	60~95				60,000	
		PG-126	250ml×4本(ナルゲン)	60.0~61.8	80~125				60,000	
		PM-126	100ml×4本	43.5~45.0	80~120				60,000	
RF-122A	スイング	120孔マイクロプレート8枚(4枚×2ヶ所架)					134	2,000	600	お問合せ下さい
RF-123A		96孔マイクロプレート4枚(2枚×2ヶ所架)								お問合せ下さい
RA-321	アングル	50ml×8本(コニカル管)			29.0	116	126	6,000	5,070	お問合せ下さい
RA-501		1.5(2.0)ml×12本ロータ			9.5~10.5	36~41	64	6,000	2,600	お問合せ下さい

使用例



架台 ¥100,000(税別)



※スイングローターの写真はロータとバケツ、樹脂ケース等を組み合わせたものです。ご不明な点はお問い合わせください。

※掲載価格は税別です。

※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。



http://www.kokusan.co.jp

E-mail: info@kokusan.co.jp

■ 東京営業部 〒338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀7-8-16
TEL(048)853-5531(代) FAX(048)853-7877
■ 大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4-13-6(田井中ビル)
TEL(06)6308-7326(代) FAX(06)6308-7327
■ 九州営業所 〒802-0005 福岡県北九州市小倉北区堺町2丁目1-1(角田ビル小倉902号)
TEL(093)533-1435(代) FAX(093)533-1436
※本仕様及び価格は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

