

連続高速遠心機 H-660

CONTINUOUS HIGH-SPEED CENTRIFUGE





※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

〈 本体価格 〉 **¥2,100,000** (税別)

型式	H-660
分類	連続高速遠心機
最高回転数	18,000[rpm] (AN、AN1、NN、PN使用時)
最大遠心力	31,900[×g] (AN1使用時)
最大容量	バッチ式: 3,000[mL] (MN1使用時)
	連続式: 7,000[mL] (ON5、SN使用時)
制御	インバータ制御
モータ	AC200[V] 3φ 1.8[kW]
電源	AC200[V] 3φ 20[A] 7k[VA] ※電源コード先端は端子出しにて出荷致します。
メモリー数	6メモリー(回転数・遠心力・温度・タイム・加速・減速)
加速	3段階選択方式
減速	3段階選択方式・自然減速選択方式
寸法	本体: 幅702*奥行702*高さ870[mm]
	コントロールボックス: 幅520*奥行300*高さ570[mm]
重量	本体: 160.0[kg]
	コントロールボックス: 25.0[kg]

ローター一覧 各ローターの価格はお問合せ下さい。
(ローターのみのご注文の際には、本体型式をお知らせ下さい。)

ローター		容量	チューブ寸法又は有効容量	回転半径 (mm)	最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (× g)
アングルローター	AN	10ml × 12本	φ 16 × 82mm	80	18,000	29,000
	AN1	10ml × 16本	φ 16 × 82mm	88	18,000	31,900
	BN1	50ml × 8本	φ 29 × 108mm	101	16,000	28,930
	BN3	50ml × 6本	φ 35 × 100mm	101	16,000	28,930
	IN	100ml × 6本	φ 45 × 115mm	115	12,000	18,530
	LN	250ml × 6本	φ 62 × 125mm	141	12,000	22,720
	MN1	500ml × 6本	φ 69 × 168mm	159	10,000	17,790
連続無菌式ローター	NN	500ml (アルミ)	210ml	73	18,000	26,470
	NNS	500ml (ステン)	210ml	73	16,000	20,910
	ON	1,000ml (アルミ)	400ml	84	16,000	24,060
	ONS	1,000ml (ステン)	400ml	84	14,000	18,420
	ON1	2,000ml (アルミ)	800ml	101	14,000	22,150
	ON1S	2,000ml (ステン)	800ml	101	12,000	16,280
	ON2	3,000ml (アルミ)	1,400ml	125	10,000	13,990
	ON3	4,000ml (アルミ)	1,900ml	130	10,000	14,550
	ON4	5,000ml (アルミ)	2,500ml	125	9,000	11,330
	ON5	7,000ml (アルミ)	3,500ml	143	8,000	10,240
コレクタ	CKN2	連続コレクタ式ローターの使用にはCKN2が必要となります。				
連続コレクタ式ローター	PN	500ml (アルミ)	210ml	73	18,000	26,470
	PNS	500ml (ステン)	210ml	73	16,000	20,910
	QN	1,000ml (アルミ)	400ml	84	16,000	24,060
	QNS	1,000ml (ステン)	400ml	84	14,000	18,420
	RN	2,000ml (アルミ)	800ml	101	16,000	28,930
	RNS	2,000ml (ステン)	800ml	101	14,000	22,150
	RN1	3,000ml (アルミ)	1,400ml	125	10,000	13,990
	RN2	4,000ml (アルミ)	1,900ml	130	10,000	14,550
	RN3	5,000ml (アルミ)	2,500ml	125	9,000	11,330
	SN	7,000ml (アルミ)	3,500ml	143	8,000	10,240



特注オプションにて2連式・3連式製作可能

冷却3連式 H-1003U

※ 画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。