


血球洗浄機 HS-12

CENTRIFUGE FOR CELL WASHING

輸血検査用遠心機！



ロータ


検体数: 1~12検体

適応試験管: 直径10~12[mm]

重量: 350[g]

プラグ形状

JIS C 8303 用 アース接続線付



※ 画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

〈本体価格〉 **¥285,000** (税別)

最高回転数	LOW設定時: 1500rpm HIGH設定時: 3400rpm LOW及びHIGHの切り換えによる回転数固定型
最大遠心力	LOW設定時: 201 × g HIGH設定時: 1035 × g
最大容量	84mL (7mL × 12本)
電 源	単相 AC100V 3A 0.3kVA 50/60Hz
消費電力	定格58W
電撃保護	クラス I 機器 ※医療機器の電撃保護に関するクラス分類
タイマー設定範囲	設定範囲 0~1分: 15秒間隔の目盛付・1分~2分: 30秒間隔の目盛付 タイマーツマミによる半固定型タイマー
寸 法	幅240mm × 奥行255mm × 高さ293mm (ドア全開時520mm)
コードの長さ	1.7m
重 量	9.0kg

※掲載価格は税別です。



<https://kokusan.co.jp>

E-mail: info@kokusan.co.jp

■ 東京営業部 〒338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀7-8-16
TEL(048)853-5531(代) FAX(048)853-7877
■ 大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4-13-6(田井中ビル)
TEL(06)6308-7326(代) FAX(06)6308-7327
■ 九州営業所 〒802-0005 福岡県北九州市小倉北区堺町2丁目1-1(角田ビル小倉902号)
TEL(093)533-1435(代) FAX(093)533-1436
※本仕様及び価格は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

20260701①IK