

輸血検査に正確でスピーディな操作性を発揮！



- 遠心時間は1～999分の間で自由に可変設定ができるため、検査の精度はアップしています。
- オートバランス機構採用で、安定した回転性能を得ることができます。
- タイマーを一度セットすれば、“START”ボタンを押すだけで始動します。
- メモリーは6メモリー搭載。(SPEED又は×g, TIME, ACCEL, DECEL)
- 遠心終了後にブザーがなり、終了をお知らせします。
- ケーシングはサビ・腐食に強いSUS304を使用しています。
- 遠心の様子が見えるよう、蓋を透明に設計しています。
- 安全機能として、アンバランス検出・オーバースピード検出
ドアオープン検出 TRIP検出機能搭載
- 加速は3段階選択方式
減速は3段階選択方式＋自然減速

本体価格(金属バケツ・樹脂ケース付) ¥740,000

ロータ

| | |
|-------|-------------|
| 検体数 | 10ml×80本 |
| 適応試験管 | 直径 13mm |
| | 長さ 75～110mm |

※検体数はご希望により、変更も可能です。

本体仕様

| | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| 最高回転数 | 3,500rpm 10/100rpm単位で設定可能 | |
| 最大遠心力 | 2,250[×g] | |
| 処理容量 | φ10×80[mm] | φ12×75[mm] |
| コントロール | マイクロコンピュータ+インバータ制御 | |
| タイマー | 設定範囲 1～999分:1/10分単位で設定可能 1～999秒:1/10秒単位で設定可能 ※減算式 デジタル表示 Hold機能付き | |
| 電源 | AC 1Φ 100[V] 10[A] 50/60Hz 1.0KVA | |
| 寸法 | W450×D450×H820[mm] (高さは架台含む) | |
| 重量 | 60[kg] (本体・架台含む) | |



※掲載価格は税別です。



株式会社 **コクサン**
http://www.kokusan.co.jp
E-mail: info@kokusan.co.jp

- 東京営業所 〒338-0832 さいたま市桜区西堀7-8-16
TEL(048)853-5531(代) FAX(048)853-7877
- 大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-13-6(田井中ビル)
TEL(06)6308-7326(代) FAX(06)6308-7327
- 九州営業所 〒802-0002 北九州市小倉北区京町3-14-11(五十鈴ビル本館502号室)
TEL(093)533-1435(代) FAX(093)533-1436
- 北海道出張所 〒065-0032 札幌市東区北32条東1-6-2 エグゼット'32 102号室
TEL(090)3392-2205 FAX(011)743-3666

※本仕様及び価格は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

Copyright ©2015 Kokusan Corporation, All Rights Reserved.
20150828SN